

DENOMINAZIONE: PRONTOZINK "E"- Benda elastica all'ossido di zinco.

N° REPERTORIO: 95146/R - CND: M03020201

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Benda elastica monoestensibile impregnata di pasta all'ossido di zinco (Pasta di Unna).

Lunghezza : mt 5, 6, 7, 10.

Altezza: cm. 7,5-8- 10..

Supporto tessile: benda ad elasticità longitudinale (22%), di viscosa e poliammide a norma della Farmacopea Europea.

Impregnamento: pomata all'ossido di zinco con formulazione a norma della Farmacopea Europea.

Composizione tessile del supporto: 67% cotone, 33% poliammide (Helanca).

INDICAZIONI:

- Trattamento di tromboflebiti, flebotrombosi e loro conseguenze, varici, ulcus cruris.
- Bendaggi antiflogistici e di sostegno nelle distorsioni, lussazioni, contusioni e sindromi edemigene di varia natura.
- Terapia di traumi sportivi e da lavoro.
- Post trattamento di fratture ed interventi chirurgici alle ossa e/o alle articolazioni.
- Bendaggi combinati con bende adesive.
- Edemi gravitazionali.
- Complesso sintomatico varicoso.

DOSAGGIO ED APPLICAZIONE:

Il bendaggio e' per uso topico e puo' essere rinnovato a seconda della necessita'. Il supporto elastico permette l'esecuzione i bendaggi con completi giri "a otto" con molta facilità e l'assoluta assenza di grinze o pieghe fastidiose.

CONTROINDICAZIONI:

Allergia o sensibilizzazione a qualche componente la pasta impregnante.

CONSERVAZIONE:

Il prodotto va conservato lontano da fonti di calore .

LIMITAZIONI DI LEGGE:

Non esiste limitazione alcuna alla vendita.

CONFEZIONAMENTO:

Individualmente sigillata in involucro di speciale carta protettiva e imbustato in cellophane brioches alluminato a Garanzia del mantenimento dell'umidità, commercializzata in scatola da 10 pz.

Cod. 776005 cm 10 x 5 mt	Cod. 776016 cm 8 x 5 mt
Cod. 776006 cm 10 x 7 mt	Cod. 776017 cm 8 x 7 mt
Cod. 776007 cm 10 x 10 mt	

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

Il bendaggio effettuato con PRONTOZINK "E" per il trattamento dell'ulcera della gamba, andrebbe coperto con un bendaggio compressivo oppure con un bendaggio tubolare onde evitare di sporcare gli indumenti e di ridurre il tempo di essiccamento della medicazione.

L'applicazione di PRONTOZINK "E" favorisce in modo particolarmente piacevole il ritorno venoso con la compressione elastica durante il cammino.

Prodotto da **P.M.A. srl** – Provvisto di marchio **CE – Dispositivo di CLASSE I – Prodotto Latex Free(senza lattice) –**

Validità 5 anni dalla data di produzione.