

Lotto 6p



Tampone nasale per epistassi Merocel® Pope

Cod. 400406



400406

DATI GENERALI

Fabbricante:	MEDTRONIC INC. 710 MEDTRONIC PARKWAY N.E. MN 55432 MINNEAPOLIS
Mandatario:	MEDTRONIC B.V. EARL BAKKENSTRAAT, 10 6422 PJ HEERLEN
Società autorizzata alla commercializzazione in Italia:	Medtronic Italia S.p.A. Piazza Indro Montanelli 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Classificazione CE (D.L.vo 46/97 attuazione Dir. CE 93/42, D.L.vo 507/92 attuazione Dir. CE 90/385):	Classe IIa
Allegati secondo cui è stato certificato il dispositivo:	Allegato II/2

N° Certificato Marcatura CE:	G1101141921016
N° Dichiarazione di Conformità:	DC# M-1

GMDN:	35895
CND:	M0407
Numero di repertorio:	18276/R

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
Il Legale Rappresentante
CARLO LUCIANO FRATTINI

**Medtronic****Tampone nasale per epistassi Merocel® Pope****SPECIFICHE TECNICHE**

Descrizione:	Il dispositivo è un tampone per epistassi in polivinilacetato, disponibile con o senza filo di reperi.		
Destinazione d'uso:	Il dispositivo si espande una volta inumidito per facilitare le attività di tamponamento ed emostasi.		
Materiali costituenti il Dispositivo Medico a diretto contatto con il paziente:	Classe del materiale	Materiale	Cond. Speciali Smaltimento
	POLIMERICI	NON APPLICABILE	No
Latex free:	Sì		

Il tampone nasale Merocel® Pope è un tampone nasale per epistassi che si espande una volta inumidito per facilitare le attività di tamponamento e di emostasi.

È costituito da una spugna sintetica (acetato di polivinile idrossilato o PVAc) a cellule aperte. L'acetato è un composto organico conosciuto per la sua resistenza e durata.

Merocel® è un prodotto sintetico, monouso, ottenuto schiumando a cellula aperta un polimero biocompatibile, producendo così reticoli cellulari, con fori di dimensioni controllate, saldati nei punti di incontro per evitare che si stacchino frammenti o filamenti.

Questo prodotto risulta essere altamente assorbente, compatto, morbido, ma molto resistente, caratteristiche che escludono la possibilità di contaminare la ferita con filamenti, eliminando gli inconvenienti causati dai frammenti di spugna in cellulosa, come, per esempio, aderenze, granulomi, infezioni, emboli. La tecnologia di produzione di Merocel® ha creato una nuova combinazione tra la comprovata efficacia della spugna in PVAc e la polvere di cellulosa ossidata microdispersa. La cellulosa ossidata a contatto con il sangue gelifica formando una sottile pellicola che accelera il processo di emostasi e riduce l'adesione del tampone alle mucose nasali.

La struttura a cellula aperta del PVAc consente a ciascun poro di comunicare con tutti gli altri all'interno della spugna. Quindi, nel PVAc Merocel® le molteplici possibili direzioni di percorrenza dei fluidi all'interno della spugna permettono un elevato tasso di imbibizione e di zaffaggio.

La spugna in PVAc è inoltre idrofila, cioè ha la capacità di attirare l'acqua verso di sé: questa proprietà consente alla spugna in PVAc di assorbire e trattenere l'acqua con una capacità di ritenzione compresa tra 10 e 25 volte il suo peso.


Preparazione tampone

Al fine di rendere atraumatica l'introduzione dei tamponi nasali Merocel®, si consiglia di inumidire l'estremità degli stessi o con soluzione fisiologica o con pomata antibiotica.

Posizionamento

Inserire delicatamente lungo la base della cavità nasale, parallelamente al setto nasale. La superficie levigata dei tamponi Merocel permette un inserimento rapido, facile ed atraumatico.

È possibile fissare i fili di reperi alla guancia con nastro adesivo.



MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
Il Legale Rappresentante
CARLO LUCIANO FRATTINI

**Medtronic****Tampone nasale per epistassi Merocel® Pope****Espansione**

Una volta inserito, il tampone si espande fino a riempire la cavità nasale, fornendo una pressione omogenea e delicata, producendo un effetto di autotamponamento favorito da una aggregazione piastrinica sulla superficie del tampone.

**Rimozione**

Il tampone deve essere reidratato con 10cc di soluzione fisiologica. Una volta imbibito (dopo circa 10 minuti), afferrare con una pinzetta l'estremità del tampone ed estrarre con delicatezza. La mancata adesione ai tessuti consente una rimozione rapida ed atraumatica.



Durata in situ 3-4 giorni

Codice:	Tipologia:	Lunghezza [cm]	Larghezza [cm]	Altezza [cm]	Pezzi/confezione:
400406	Senza filo	10	1.5	2.5	10

Confezionamento primario del DM

I materiali prevalenti costituenti il confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di smaltimento:

No

Materiale:

TYVEK

Dati di sterilizzazione

Sterile:

Sì

Metodi di sterilizzazione:

RAGGI GAMMA

Periodo massimo di utilizzo (mesi):

36

Informazioni sulla possibilità di riutilizzo

Monouso:

Sì

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
Il Legale Rappresentante
CARLO LUCIANO FRATTINI