

# Cutanplast®



"Standard"



"Dental"



"Anal"



"Film"



"Dial"



"Special"



STERILE R

CE 0483



Manufactured by:  
MASCIA BRUNELLI SPA  
Viale Monza, 272

Tel. ++39 02 252091

Fax ++39 02 2576428

E-mail: [mktg@masciabrunelli.it](mailto:mktg@masciabrunelli.it)

[www.masciabrunelli.it](http://www.masciabrunelli.it)

**CUTANPLAST®**  
**Spugna di gelatina emostatica, sterile, monouso**  
**Cutanplast® è sterilizzato a raggi gamma**

**Modalità d'uso:**

Per semplice applicazione o per modesta compressione in situ. Sulla ferita deterisa si applica il prodotto Cutanplast asciutto o precedentemente inumidito con soluzione fisiologica sterile esercitando una leggera compressione sino a che non si manifesti l'adesione provocata dalla fibrina. Può essere lasciato in situ o rimosso ad emostasi avvenuta. Il prodotto è riassorbibile in 3 settimane circa. La quantità di Cutanplast da utilizzare è direttamente proporzionale all'estensione della superficie sanguinante. Il prodotto può essere tagliato con forbici sterili senza che vi siano sgretolamenti o rotture. Il prodotto Cutanplast presenta un'adesività molto ridotta nei confronti di pinze e compresse di garza.

**Avvertenze:**

Verificare l'integrità della confezione. La sterilità è garantita se la confezione non è danneggiata o bagnata. Utilizzare il prodotto immediatamente dopo l'apertura della confezione. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Usare le cautele dell'asepsi durante la manipolazione del prodotto. Frazioni di prodotto non utilizzate non possono essere risterilizzate e devono essere eliminate. Il potere emostatico di Cutanplast non autorizza a trascurare le normali pratiche di emostasi (sutura, compressione, legatura).

Quando si inserisce il Cutanplast nelle cavità si consiglia di comprimerlo poiché per assorbimento dei fluidi la spugna emostatica, dilatandosi, può premere sulle strutture circostanti. In Neurochirurgia la spugna emostatica non dovrebbe essere lasciata in cavità chiuse poiché gonfiandosi, può causare compressione dei tessuti nervosi. Il Cutanplast come tutte le spugne di gelatina emostatica, ha lo scopo di favorire l'arresto del sanguinamento: ogni altro impiego del prodotto deve essere preventivamente attentamente valutato dall'utilizzatore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare Cutanplast in pazienti con allergia nota alla gelatina suina.

**Controindicazioni:**

Non usare su ferite infette.

**Conservazione:**

Conservare in luogo asciutto.  
Conservare a temperatura ambiente.

**Formati disponibili:**

Cutanplast Standard	70 x 50 x 10	mm	Ref 0517050
Cutanplast Special	70 x 50 x 1	mm	Ref 0538050
Cutanplast Anal	80 x 30 ø	mm	Ref 0548030
Cutanplast Dental	10 x 10 x 10	mm	Ref 0561010
Cutanplast Film	200 x 70 x 0,5	mm	Ref 0577020
Cutanplast Dial	30 x 30 x 10	mm	Ref 0523030
Cutanplast Small	50 x 30 x 10	mm	Ref 0585030
Cutanplast Large	80 x 125 x 10	mm	Ref 05880125
Cutanplast 20x60	20 x 60 x 7	mm	Ref 0552060
Cutanplast 80x20	20 x 80 x 10	mm	Ref 0558020
Cutanplast 80x50	80 x 50 x 10	mm	Ref 0518050
Cutanplast Powder	1 gr		Ref 0520000

La società produttrice declina ogni responsabilità per danni derivati dall'uso improprio del prodotto.

