



ISTRUZIONI D'USO AQUATOUGH JELLY

AQUATOUGH JELLY è un gel sterile solubile in acqua utilizzato per la lubrificazione dei cateteri uretrali e di altri dispositivi medici.

Aiuta a prevenire traumi che possono verificarsi durante la cateterizzazione o l'applicazione di altri dispositivi medici tra mucosa uretrale e i dispositivi stessi grazie al suo effetto lubrificante.

Può essere utilizzato come lubrificante nelle applicazioni coloretali.

Inoltre, riduce il rischio di infezione per le sue proprietà antisettiche; consente una procedura indolore grazie alla presenza di una sostanza anestetica.

COMPOSIZIONE :

100 grammi di gel contengono:

acqua purificata

Propilenglicole, Idrossietilcellulosa (lubrificante)

2g di Lidocaina cloridrato (anestetico locale)

0.250g Clorexidina gluconato -20% concentrato (Antisettico)

0.060g Metil idrossibenzoato (antisettico)

0.025g Propil idrossibenzoato (antisettico)

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di personale sanitario.

Particolare attenzione deve essere prestata ai seguenti pazienti :

- donne in gravidanza o durante allattamento al seno
- pazienti con riscontrata e notoria sensibilità / allergia alle sostanze presenti nel prodotto
- non usare in presenza di lesioni / sanguinamenti dei tessuti uretrali
- pazienti con riscontrata aritmia cardiaca
- pazienti con malattie epatiche
- pazienti con epilessia

Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Prodotto monouso :

Residui di prodotto all'interno della siringa al termine della procedura non vanno utilizzati;

la siringa deve essere smaltita secondo le procedure ospedaliere e a norma di legge.

Non utilizzare per iniezioni.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO:

La decisione circa il quantitativo di AquaTouch JELLY gel lubrificante sterile da impiegare viene presa dal medico.

Rimuovere la siringa dalla confezione sterile

Togliere il cappuccio dall'ugello della siringa

Instillare una goccia di gel per facilitarne l'uscita.

Inserire l'ugello dentro la zona da lubrificare, premere lo stantuffo della siringa per instillare il quantitativo desiderato di AquaTouch JELLY gel lubrificante sterile.

Applicare il restante gel sulla superficie del catetere o del dispositivo medico da introdurre.

NOTE & CONSERVAZIONE:

La scala graduata sulla siringa è solo per l'orientamento dell'utilizzatore, non ha funzione di strumento di misura.

Conservare a temperatura compresa tra 5 e 30 ° C fino alla data di scadenza.

STERILIZZAZIONE

Il prodotto è sterilizzato a raggi gamma dopo il confezionamento.

In caso la confezione sia danneggiata non utilizzare il prodotto.

CONFEZIONAMENTO

Il gel viene fornito in confezioni sterili monouso, in una siringa pre-riempita da 6ml (6g) e 11ml (11g).

ATG-L 006 AquaTouch Jelly, 6 ml in blister (25x6 ml / scatola)

ATG-L 011 AquaTouch Jelly, 11 ml in blister (25x11ml/scatola)

ATG-L 006 P Aqua Touch Jelly, 6 ml in busta (25x6 ml / scatola)

ATG-L 011 P Aqua Touch Jelly, 11ml in busta (25x11ml/scatola)

CE 1014

Rappresentante Europeo :

EVA TECH – Les Tubins 71480 Le Miroir Lyon France



rev. 02
data 03/11/2011



Prodotto da:

ISTEM MEDIKAL: edik Org. San. Bol. 661.Sok. Ostim-Ankara/TURKEY n°.4

Distributore per l'Italia:

Ars Chirurgica S.r.l. Via della Colombaia n.12, San Giovanni in Persiceto 40017 BO
Tel 051/951811 r.a., Fax 051/951818 e-mail: ars@tegea.com