

STER-X®

2000

LIQUIDO

DETERGENTE DISINFETTANTE

SUPERFICI e ATTREZZATURE

CLORO-ATTIVO 2,7%

G088

Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Sal. n. 18.511

SCHEDA TECNICA 01-01-2009

LOTTO N. 15 voce a e voce b - Allegato 2

Disinfettante detergente ad elevata azione battericida, stabile e sicuro, particolarmente indicato per l'impiego in ambienti critici ad alto rischio di contaminazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Liquido limpido color paglierino, alcalino, pH 12.

MECCANISMO D'AZIONE

Il Cloro Attivo, in seguito all'ossidazione irreversibile dei gruppi tiolici (-SH), è in grado di inibire sistemi sulfidril-enzimatici essenziali per il metabolismo aerobico e anaerobico della cellula microbica.

Spettro d'azione

Disinfettante battericida ad ampio spettro d'azione: Batteri (Batteri Gram+, Gram-, acido resistenti, Protozoi, Virus (compresi HIV, HBV), Miceti, Spore.

I tempi di contatto, sono differenti in base al tipo di germe ed alla diluizione del prodotto.

APPLICAZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO

STER - X 2000 LIQUIDO consente di operare contemporaneamente la disinfezione e la pulizia profonda di pavimenti, superfici lavabili in ambiente ospedaliero (corsie, stanze per la degenza, sale d'aspetto, servizi igienici, ecc.), nelle industrie alimentari (macchinari, utensili, piani di lavoro e/o stagionatura, macelli, macellerie, pasticcerie, pescherie, ecc.) e ovunque si somministrano cibi e bevande.

È inoltre indicato per il lavaggio di contenitori di fluidi organici (padelle, pappagalli, ecc.).

MODALITA' D'USO

Soluzione 2%

540 ppm di Cloro Attivo (200 ml di prodotto diluiti fino a 10 litri con acqua):

- disinfezione igienica e rapida di pavimenti e superfici e della biancheria.

Tempi di contatto: **5 minuti**.

Soluzione 10%

2700 ppm di Cloro Attivo (1000 ml di prodotto diluiti fino a 10 litri con acqua):

- disinfezione di recipienti per fluidi organici e superfici da questi contaminate.

Tempo di contatto **5 minuti**.

Soluzione 5%

1350 ppm di Cloro Attivo (500 ml di prodotto diluiti fino a 10 litri con acqua):

- disinfezione e pulizia in ambiente ospedaliero (come sale operatorie, ambulatori, locali di pronto soccorso, servizi igienici, loro superfici ed attrezzature);
- disinfezione e pulizia di attrezzature dell'industria alimentare, dei locali di somministrazione e preparazione di cibi, piani di maturazione di formaggi, banchi di vendita, vetrine.

- c. disinfezione e pulizia di superfici lavabili di cucine, locali di somministrazione di pasti; contenitori di plastica, acciaio e vetro.
 - d. Trattamento di aule, toilette (pavimenti, attrezzature, servizi igienici); veicoli di trasporto animali.
- Tempo di contatto **5 minuti**.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Il periodo di validità quantificato in **18 mesi** si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.

PRECAUZIONI

E' candeggiante e se usato puro macchia gli indumenti. Non utilizzare in combinazione con altri prodotti: possono formarsi gas pericolosi (cloro).

AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA



IRRITANTE

100 g di prodotto contengono (p/p)

Principi attivi	Sodio ipoclorito (2,7% in cloro attivo)	g	2,8
Eccipienti	Sodio cloruro, Sodio idrato, tensioattivo, profumo, acqua purificata q.b. a	g	100,00

A contatto con acidi libera gas tossico - Irritante per gli occhi e la pelle - Conservare fuori della portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non mescolare con acidi.

Attenzione: non miscelare con altri prodotti, può emettere gas pericolosi (cloro)

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (ADR): Non classificato secondo i regolamenti ADR/MDG (Nessuna frase da riportare in bolla)

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Reg. Min. Sal. n. 18.511

TIPI DI CONFEZIONE

Codice interno	Imballo primario	Imballo secondario
G08806	Flacone da 1 lt	Cartone da 12 flaconi
G08808	Taniche da 5 lt	Cartone da 4 taniche
G08873	Taniche da 5 lt	Cartone da 2 taniche

USO ESTERNO - USO PROFESSIONALE

AMEDICS
PROFESSIONAL

Via Foro Boario, 111 - 44100 FERRARA

Tel. 0532.97.84.97 - Fax 0532 90.92.33

e-mail: commerciale@amedics.eu <http://www.amedics.eu>