

# STER-X 2000

## LIQUIDO

### DETERGENTE DISINFETTANTE

SUPERFICI e ATTREZZATURE

CLORO-ATTIVO 2,8%

**G088**

Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. Sal. n. 18.511

SCHEDA TECNICA 05-05-2018

## LOTTO 26 - VOCI a e b

Disinfettante detergente a elevata azione battericida, stabile e sicuro, particolarmente indicato per l'impiego in ambienti critici ad alto rischio di contaminazione.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Liquido limpido color paglierino, alcalino, pH 12.

### MECCANISMO D'AZIONE

Il Cloro Attivo, in seguito all'ossidazione irreversibile dei gruppi tiolici (-SH), è in grado di inibire sistemi sulfidril-enzimatici essenziali per il metabolismo aerobico e anaerobico della cellula microbica.

Spettro d'azione

Disinfettante battericida ad ampio spettro d'azione: Batteri (Batteri Gram+, Gram-, acido resistenti, Protozoi, Virus (compresi HIV, HBV), Miceti, Spore.

I tempi di contatto, sono differenti in base al tipo di germe ed alla diluizione del prodotto.

### APPLICAZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO

**STER - X 2000 LIQUIDO** consente di operare contemporaneamente la disinfezione e la pulizia profonda di pavimenti, superfici lavabili in ambiente ospedaliero (corsie, stanze per la degenza, sale d'aspetto, servizi igienici, ecc.), nelle industrie alimentari (macchinari, utensili, piani di lavoro e/o stagionatura, macelli, macellerie, pasticcerie, pescherie, ecc.) e ovunque si somministrino cibi e bevande.

È inoltre indicato per il lavaggio di contenitori di fluidi organici (padelle, pappagalli, ecc.).

MODALITA' D'USO

#### **Soluzione 10%**

2800 ppm di Cloro Attivo (1000 ml di prodotto diluiti fino a 10 litri con acqua):

- disinfezione di recipienti per fluidi organici e superfici da questi contaminate.

Tempo di contatto **5 minuti**.

#### **Soluzione 5%**

1350 ppm di Cloro Attivo (500 ml di prodotto diluiti fino a 10 litri con acqua):

- disinfezione e pulizia in ambiente ospedaliero (come sale operatorie, ambulatori, locali di pronto soccorso, servizi igienici, loro superfici ed attrezzature);
- disinfezione e pulizia di attrezzature dell'industria alimentare, dei locali di somministrazione e preparazione di cibi, piani di maturazione di formaggi, banchi di vendita, vetrine.
- disinfezione e pulizia di superfici lavabili di cucine, locali di somministrazione di pasti; contenitori di plastica, acciaio e vetro.
- Trattamento di aule, toilette (pavimenti, attrezzature, servizi igienici); veicoli di trasporto animali.

Tempo di contatto **5 minuti**.

## MODALITA' DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Il periodo di validità quantificato in **18 mesi** si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato. Dalla prima apertura la soluzione mantiene la sua stabilità per **12 mesi**.

## PRECAUZIONI

E' candeggiante e se usato puro macchia gli indumenti. Non utilizzare in combinazione con altri prodotti: possono formarsi gas pericolosi (cloro).

## AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

100 g di prodotto contengono:

Principi attivi: Sodio ipoclorito (2,8% in cloro attivo circa) g 2,8

Eccipienti: Sodio cloruro, Sodio idrato, tensioattivo, profumo, acqua purificata q.b. a g 100,00

A contatto con acidi libera gas tossico - Irritante per gli occhi e la pelle - Conservare fuori della portata dei bambini - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Attenzione: non miscelare con altri prodotti, può emettere gas pericolosi (cloro)

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (ADR): Non classificato secondo i regolamenti ADR/MDG (Nessuna frase da riportare in bolla)

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO  
Reg. Min. San. n. 18.511

## TIPI DI CONFEZIONE

Codice interno	Imballo primario	Imballo secondario
G08806	Flacone da 1 lt	Scatola da 12 flaconi
G08808	Taniche da 5 lt	Scatola da 4 taniche
G08873	Taniche da 5 lt	Scatola da 2 taniche

**USO ESTERNO - USO PROFESSIONALE**



**Giochemica**  
Disinfezione e Antisepsi

Via Chiarelle, 35  
37032 Monteforte d'Alpone (VR)