



## Gel lubrificante sterile per cateterismo con Lidocaina e Clorexidina siringa 12 ml con applicatore

**Nome commerciale:** Catheter Gel  
**Codice prodotto:** T107.0007  
**Classificazione CND:** V9099  
**Numero di repertorio:** 1680122

### Descrizione:

Il Gel Lubrificante sterile per cateteri Konix con lidocaina è un anestetico locale solubile in acqua sterile, antisettico, incolore, monouso e non irritante. L'effetto lubrificante aiuta a prevenire traumi. Grazie alle proprietà antisettiche della clorexidina riduce il rischio di infezioni, mentre l'azione anestetica della lidocaina attenua il dolore.

### Destinazione d'uso:

Dispositivo comunemente utilizzato per la lubrificazione dei cateteri uretali.

### Istruzioni d'uso:

Aprire la confezione ed applicare il gel sulla parte interessata spalmandolo fino ad ottenere uno strato sottile, quindi attendere qualche minuto per ottenere l'effetto anestetizzante. Lavare le mani dopo ogni utilizzo.

### Ingredienti:

Acqua depurata, idrossietilcellulosa (lubrificante), MonoGlicolepropilenico (idratante), 2 g di Lidocaina (anestetico locale), 0,05 g di soluzione al 20% di clorexidina di gluconato (antisettico), Metilidrossibenzoato (conservante), Propilidrossibenzoato (conservante), Idrossietilcellulosa, Glicerina naturale, Acido citrico, Propilparaben, Methhyl Paraben ed Acqua deionizzata.

### Caratteristiche tecniche:

**Aspetto:** gel  
**Colore:** Incolore  
**Odore:** speciale  
**Densità:** 0,95 - 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
**Viscosità:** 1000-10000 Cp  
**Ph:** 5,00 - 7,00

### Effetti farmaceutici:

La Glicerina ha un effetto idratante ed emolliente.





## Gel lubrificante sterile per cateterismo con Lidocaina e Clorexidina siringa 12 ml con applicatore

### Confezionamento:

Primario: singolo in blister di carta/plastica. Secondario: scatola da 25 pezzi.

### Sterilizzazione e Validità:

Il prodotto è sterilizzato a raggi gamma, la validità è garantita per 3 anni se la confezione è integra e non lacerata.

### Conservazione ed Avvertenze:

Conservare in luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da luce diretta del sole e fonti di calore, ad una temperatura non superiore ai 25 °C. Non è stato riscontrato nessun sintomo in caso di sovradosaggio. Non utilizzare se la confezione non risulta perfettamente integra. La glicerina può avere un effetto irritante su alcuni tipi di pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consultare le Istruzioni d'uso prima dell'utilizzo.

### Smaltimento:

Il prodotto deve essere smaltito secondo la vigente normativa in merito allo smaltimento di rifiuti speciali.

### Conformità:

Dispositivo Medico appartenente alla Classe III. Le etichette sono aggiornate come da attuale direttiva.

### Fabbricante:

Turkuaz Saglik Ltd.Sti. – Beysan SAan. Sitesi Birlik Cad. 34, Istanbul, Turkey.

### Distribuito da:

AIESI HOSPITAL SERVICE - Via Fontanelle al Trivio, 60 - 80141 Napoli, Italy [www.aiesi.it](http://www.aiesi.it)

