




Cotonini chirurgici Neuray discernibili ai raggi X con filo di repere

Cod. 80030XX, 800400X



DATI GENERALI

Fabbricante:	MEDTRONIC XOMED 6743 SOUTHPOINT DRIVE N. 32216-0980 JACKSONVILLE
Mandatario:	MEDTRONIC B.V. EARL BAKKENSTRAAT, 10 6422 PJ HEERLEN
Società autorizzata alla commercializzazione in Italia:	Medtronic Italia S.p.A. Piazza Indro Montanelli 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Classificazione CE (D.L.vo 46/97 attuazione Dir. CE 93/42, D.L.vo 507/92 attuazione Dir. CE 90/385):	Classe III
Allegati secondo cui è stato certificato il dispositivo:	Annex II

N° Certificato Marcatura CE:	G1101141921016, G7100341921014
N° Dichiarazione di Conformità:	DC# 9-3

GMDN:	32572
CND:	M0407
Numero di repertorio:	26724/R

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
Il Legale Rappresentante
CARLO LUCIANO FRATTINI

SPECIFICHE TECNICHE
Descrizione:


Il dispositivo è un cottonino in tessuto di rayon, morbido e altamente assorbente, mantiene la forma anche bagnato, facile da usare anche in parti anatomicamente poco accessibili. Il cottonino è con filo di repere

I cottonini Neuray garantiscono un ottimo volume di assorbimento dei fluidi e sono estremamente resistenti anche durante l'aspirazione, mantenendo la forma sia quando vengono tirati che quando vengono tagliati.

Hanno degli elementi radioopachi inseriti nella linea mediana che lo rendono visibile ai raggi X, fissati da una sola parte del cottonino per mantenere l'altra parte morbida e malleabile a contatto con i tessuti.

Le caratteristiche principali dei cottonini Neuray sono:

- Materiale: tessuto di Rayon morbido, altamente assorbente, resistente a strappi, tensioni e sfilacciamenti;
- Ideali per procedure di neurochirurgia e chirurgia spinale;
- Rilevabili ai raggi X: Elementi radiopachi inseriti nella linea mediana;
- Facili da usare in chirurgia assistita da microscopio;
- Alto volume di assorbimento;
- Eccellente ritenzione dei fluidi: non c'è necessità di idratazione durante le procedure;
- Estremamente morbidi quando inumiditi: proteggono i tessuti senza provocare danni;
- Mantengono la posizione senza muoversi durante le procedure;
- Non aderenti: non si attaccano e non provocano abrasioni neanche su tessuti morbidi e fragili come il cervello


Destinazione d'uso:

Il dispositivo è utilizzato durante gli interventi neurochirurgici per proteggere i tessuti, assorbire liquidi e fungere da filtro attraverso il quale aspirare.

Istruzioni per l'uso:

Rimuovere i tamponi chirurgici dalla scheda di conteggio

Cotonini chirurgici Neuray discernibili ai raggi X

<p>ed immergerli in acqua o soluzione salina sterili. Applicare i tamponi al tessuto e mantenerli umidi per tutta la procedura. Aspirare leggermente da un angolo.</p> <p>Rimozione Rimuovere dal paziente entro 60 minuti. Rimuovere i tamponi con il forcipe ed inserire i fili dei tamponi usati nelle apposite fessure della scheda per contarli. NOTA: I tamponi sono rilevabili come le bende visibili ai raggi X.</p>			
Materiali costituenti il Dispositivo Medico a diretto contatto con il paziente:	Classe del materiale	Materiale	Cond. Speciali Smaltimento
	POLIMERICI	RAYON	No
	POLIMERICI	PVC	No
Latex free:	Sì		

Confezionamento primario del DM

I materiali prevalenti costituenti il confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di smaltimento:	No
Materiale:	Tyvek

Dati di sterilizzazione

Sterile:	Sì
Metodi di sterilizzazione:	Periodo massimo di utilizzo (mesi):
RAGGI GAMMA	60

Informazioni sulla possibilità di riutilizzo

Monouso:	Sì
-----------------	----

ELENCO CODICI

Codice:	Descrizione a listino:	Quantità per confezione:
8003097	Neuray cotonino con filo 7x38mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8003098	Neuray cotonino con filo 7x76mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8003099	Neuray cotonino con filo 7x7mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8004000	Neuray cotonino con filo 13x13mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8004001	Neuray cotonino con filo 19x19mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8004002	Neuray cotonino con filo 13x25mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8004003	Neuray cotonino con filo 25x25mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8004004	Neuray cotonino con filo 13x38mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi

**Medtronic****Cotonini chirurgici Neuray discernibili ai raggi X**

8004005	Neuray cotonino con filo 38x38mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8004006	Neuray cotonino con filo 13x51mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8004007	Neuray cotonino con filo 13x76mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8004008	Neuray cotonino con filo 25x76mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi
8004009	Neuray cotonino con filo 76x76mm conf. 20 astucci (10 pezzi per astuccio)	200 Pezzi

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
Il Legale Rappresentante
CARLO LUCIANO FRATTINI