

Parte integrante della scheda tecnica del prodotto:

LOTTO 26 a,b

## Suprasorb C

RIF. 20481-20483

### Specifiche tecniche:

Capacità emostatica:	dipende dallo stato della lesione e dal grado dell'essudato
Tempo di assorbimento:	dipende dallo stato della lesione e dal grado dell'essudato
Capacità assorbente:	0,3g/cm <sup>2</sup> in 30 min.
Tempo di permanenza:	fino a completo assorbimento
Composizione:	1cm <sup>2</sup> di spugna al collagene con spessore di cm 0,8 contiene mg 7,3 di collagene nativo di tipo I e max mg 0,42 di perossido di idrogeno
Sostanze attive presenti in superficie:	collagene bovino nativo di tipo I
Sostanze solubili in acqua:	collagene
Bioburden:	priva di germi – secondo Farmacopea Europea
Radiotrasparente	

Prodotto da LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GmbH & Co. KG (Germania)