

**Nome commerciale del prodotto: IRRICLENS**

**CND M9099 RDM 156057**

**Descrizione del prodotto:**

Soluzione salina sterile in confezione spray

**Indicazioni:**

Detersione di tutti i tipi di ferita, da utilizzare ad ogni cambio di medicazione. In tutte le fase della cicatrizzazione.

**Modalità d'uso:**

Far fuoriuscire una piccola quantità di soluzione attraverso il beccuccio della bomboletta, applicandolo direttamente sulla zona interessata, tenendo la bomboletta a circa 10 cm dalla ferita.

**Composizione chimico-fisica:**

Ringer lattato sterile contenente:

8,6 g di cloruro di sodio

0,3 g di cloruro di potassio

0,33 g di cloruro di calcio

Acqua qb a 1000 ml

**Metodo di sterilizzazione:** sterilizzato a raggi gamma

**Modalità di conservazione:** proteggere dalla luce del sole e non esporre a temperatura superiore ai 50°

**Validità in anni:** 3 **Latex Free**

**Classe CE:** IIa



**Identificativo e sede Stabilimento di produzione:**

Prodotto per conto di ConvaTec Ltd. – 1<sup>st</sup> AVE DEESIDE Industrial Park Flintshire CH5 – 2NU – U.K..

**Codici disponibili e modalità di presentazione / confezionamento**

Codice	Misure	Unità per confezione	Codifica ISO	Codice PARAF
9119	240 ml	1 flacone		A901513489

**Caratteristiche fisiche**

Capacità di assorbimento	Non applicabile
Elasticità in %	Non applicabile
Permeabilità al vapore	Non applicabile

Edizione	Data	Natura della modifica	Compilato
02A	26/08/08	Variazione ragione sociale	AQ
01A	20/10/00	Prima edizione	SAM