



Descrizione e Indicazioni di utilizzo

Descrizione:

CareLink Pro è un software pc-based per la gestione e l'analisi integrata dei dati di monitoraggio glicemico continuo e/o di infusione sottocutanea dell'insulina, realizzata dagli utilizzatori tramite i prodotti Medtronic MiniMed (microinfusori, sistemi integrati di infusione e monitoraggio continuo del glucosio).

Informazioni

Nome prodotto:

CareLink Pro

Fabbricante:

Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA

Società autorizzata alla commercializzazione in Italia:

Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
20156 – Milano (MI)

Classe CE di appartenenza:	I (Direttiva Europea 93/42/EEC concernente i dispositivi medici di classe recepita nella legislazione italiana con D. Lgs. n. 46 emendato col D. Lgs. 25.01.2010, n.37 - recepimento Direttiva 2007/47/CE)
Codice CND:	Z12040182

Versione e dispositivi supportati

2.0	Per lo scarico dati da microinfusori di insulina, microinfusori Paradigm, sistemi integrati Paradigm Real Time, da monitor glicemici e da 19 diversi reflattometri. Possibilità di estrapolare report personalizzati. E' possibile disporre di funzionalità avanzate di telemedicina in associazione con CareLink Personal.
2.1	Per lo scarico dati da microinfusori di insulina, microinfusori Paradigm, sistemi integrati Paradigm Real Time, dai monitor glicemici, e da 19 diversi reflattometri. Possibilità di realizzare report personalizzati. E' possibile disporre di funzionalità avanzate di telemedicina in associazione con CareLink Personal.
2.3	Per lo scarico dati da microinfusori di insulina, microinfusori Paradigm, sistemi integrati Paradigm Real Time e Paradigm VEO, dai monitor glicemici, e da 19 diversi reflattometri. Possibilità di realizzare report personalizzati e visualizzare gli eventi LGS ; mostra gli "eventi" memorizzati. E' possibile disporre di funzionalità avanzate di telemedicina in associazione con CareLink Personal.
2.5	Per lo scarico dati da microinfusori di insulina, microinfusori Paradigm, sistemi integrati Paradigm Real Time e Paradigm VEO, dai monitor glicemici, e da 19 diversi reflattometri. Possibilità di realizzare report personalizzati e visualizzare gli eventi LGS ; mostra gli "eventi" memorizzati. E' possibile disporre di funzionalità avanzate di telemedicina in associazione con CareLink Personal.
3.3	Per lo scarico dati da microinfusori di insulina, microinfusori Paradigm, sistemi integrati Paradigm Real Time e Paradigm VEO, dai monitor glicemici, e da 19 diversi reflattometri. Avanzate funzionalità di reporting, visualizzazione LGS ed eventi, Telemedicina in associazione con il sistema CareLink Personal.
4.0	Per lo scarico dati da microinfusori di insulina, microinfusori Paradigm, sistemi integrati Paradigm Real Time , Paradigm VEO e MiniMed 640G, dai monitor glicemici, e da 44 diversi reflattometri. Avanzate funzionalità di reporting, visualizzazione LGS e SmartGuard ed eventi. Telemedicina in associazione con il sistema CareLink Personal.

4.2C

Per lo scarico dati da microinfusori di insulina, microinfusori Paradigm, sistemi integrati Paradigm Real Time , Paradigm VEO e MiniMed 640G, dal sistema di monitoraggio continuo del glucosio Guardian Connect, e da 44 diversi riflettometri. Avanzate funzionalità di reporting, visualizzazione LGS e SmartGuard ed eventi. Telemedicina in associazione con il sistema CareLink Personal.