

**Baxter**

## SCHEMA TECNICA

### *Applicatore Endoscopico (per Floseal)*

#### Nome e Codice Prodotto

*Applicatore Endoscopico (per Floseal)*

cod. n° 0600125

#### Descrizione e Caratteristiche Tecniche

L'applicatore endoscopico per Floseal è un dispositivo sterile e monouso, composto da due parti: una cannula composita non riflettente e uno stiletto composito (otturatore).

#### Indicazioni/Istruzioni per l'uso

Questo applicatore è concepito per la somministrazione della matrice emostatica Floseal nei punti chirurgici di sanguinamento per mezzo di un trocar da 5 mm o di diametro superiore.

#### Materiali

Privo di lattice.

#### Dimensioni

Lunghezza 410 mm / diametro esterno 5 mm

#### Avvertenze

Leggere le Istruzioni per l'uso di Floseal matrice emostatica prima di utilizzare questo dispositivo.

Non usare l'applicatore endoscopico se danneggiato.

L'applicatore endoscopico per FloSeal deve essere utilizzato esclusivamente da personale con adeguata formazione nelle procedure chirurgiche minimamente invasive.

#### Confezionamento

BAXTER S.p.A.  
Ludovica Tiberio Procuratore

L'applicatore endoscopico per Floseal è fornito sterile e apirogeno in un contenitore di plastica sigillato. Una scatola contiene 6 applicatori endoscopici.

**Marchio CE e Classe CE**

CE 0297      *Classe IIa*

CND: K0199

RDM: 588123/R

**Sterilizzazione**

Sterilizzato con ossido di etilene.

**Validità**

24 mesi.

**Monouso**

Solo monouso: non riutilizzare nè risterilizzare.

**Produttore**

Micromedics, Inc., USA

Distributore per l'Italia

Baxter S.p.A.

Data: Maggio 2017

Rev. n.1

**BAXTER S.p.A.**  
Lucrezia Tiberti Procuratore