

# CST

**Sutratrice Circolare Intraluminale Monouso Curva a stelo medio**

**Cod. CST21, CST25, CST29, CST33**



**SEDA S.p.A.**  
Linea MDS



## Indicazione d'uso

La Sutratrice Intraluminale Monouso **CST Touchstone** è indicata per la realizzazione di anastomosi termino-terminali, termino-laterali, latero-laterali su tessuti del tratto digestivo come esofago, stomaco o intestini.




## Caratteristiche della Sutratrice Circolare Intraluminale Curva CST Touchstone

La precisa lavorazione ed il taglio al laser dei punti in lega di titanio **SMT™** garantiscono sempre una anastomosi ottimale, minimizzando i traumi locali delle zone trattate dai punti metallici mentre l'ampio diametro della lama incorporata in acciaio assicura un lume residuo adeguato a garantire la funzione peristaltica. La possibilità di regolazione dell'altezza di chiusura del punto metallico in lega di titanio da 1 mm a 2,5 mm e la lunghezza della gamba del punto di 5mm, assicurano sempre una formazione ottimale del punto chiuso, ottenendo la perfetta tenuta della anastomosi e la vascolarizzazione ritenuta adeguata dal chirurgo. La testina non ribaltabile, ribassata e forata **Bendos™** in concomitanza all'adeguato numero di punti che garantiscono l'elasticità della anastomosi e all'elevato diametro della lama assicurano sempre una estrazione dello strumento semplice e senza eccessi di pericolose tensioni. La sutratrice **CST Touchstone** per garantire sempre una adeguata scelta dimensionale è disponibile in quattro differenti misure. La sicurezza durante l'atto operatorio è sempre garantita dal sistema di sicurezza di bloccaggio automatico interno **ASL™ (Automatic Safety Lock)**, dall'ampio indicatore di regolazione di chiusura del punto e dall'indicatore di sparo amplificato. La manopola di regolazione di chiusura con alette antiscivolo permette un controllo affidabile e preciso della compressione dei tessuti e dell'altezza di chiusura dei punti metallici. Il meccanismo anti-ritorno della testina **ARL™ (Anti Retrieving Lock)**, assicura il mantenimento dell'altezza di chiusura dei punti metallici voluta, impedendo movimenti longitudinali tra la testina ed il corpo sutratrice. Sullo stelo della testina è stata creata una guida che facilita e rende più sicura e stabile la chiusura della borsa di tabacco. La sutratrice **CST Touchstone** dispone del **sigillo ad aria** per poter essere eventualmente utilizzata in laparoscopia.

L'innovativa tecnologia **Barrier-Free™** permette, eliminando l'effetto pistone portato dall'eccesso di tessuto contenuto all'interno del case una formazione sicura ed adeguata del punto.

La sutratrice **CST Touchstone** è sterilizzata con metodo di **Irradiazione** ed è garantita sterile, nelle opportune condizioni di conservazione, per un massimo di **cinque anni** dalla data di fabbricazione. La sutratrice **CST Touchstone** è un dispositivo medico in classe **IIb** ed è completamente **Latex Free**.

Specifiche tecniche

Suturatrice Intraluminale Monouso a stelo medio CST TouchStone				
Caratteristica	CST21	CST25	CST29	CST33
Diametro testina [mm]	21	25	29	33
Diametro lama [mm]	13.9	17	20,5	24,8
Numero dei punti metallici	16	20	24	28
Numero e tipo di linee di sutura	Doppia corona concentrica di punti metallici in lega di titanio sfalsati			
Materiale dei punti metallici	Lega di Titanio Ti-6Al-4V Eli (ASTM F136, ISO 5832-3 ) Compatibilità condizionata con MRI e NMR con campo magnetico statico di 3 Tesla, Nickel Free			
Altezza gamba punti metallici [mm]	5			
Larghezza corona punti metallici [mm]	4			
Altezza punti metallici chiusi [mm]	1 – 2,5			
Lunghezza dello stelo [mm]	180			
Metodo di sterilizzazione	Irradiazione a raggi Gamma			
Validità sterilizzazione	Cinque anni			
Confezionamento Tipologia	Singolo Accoppiato laminato plastico-carta			

Sistema di sicurezza di bloccaggio automatico interno ASL™ (Automatic Safety Lock)

Testina ribassata e forata Bendos™

Tecnologia per il taglio al laser dei punti in lega di titanio SMT™





Sistema anti-ritorno della testina ARL™ (Anti Retrieving Lock)

Sistema Barrier-Free™

Ulteriori informazioni

La suturatrice CST Touchstone è registrato presso la Food and Drug Administration statunitense col numero: 3007222388

## Informazioni per gli ordini

Suturatrici circolari intraluminari curve monouso CST a stelo medio						
Codice	Colore	Diametro testina [mm]	Diametro lama [mm]	No. di punti	Altezza punto chiuso [mm]	Immagine Testina
CST21	Arancio	21	13,9	16	1,0 – 2,5	
CST25	Bianco	25	17	20	1,0 – 2,5	
CST29	Blu	29	20,5	24	1,0 – 2,5	
CST33	Verde	33	24,8	28	1,0 – 2,5	

Il codice colore consente di identificare le diverse misure.

### Smaltimento

L'utilizzatore deve seguire le normative di legge in materia di smaltimento di rifiuti ospedalieri. Strumenti o dispositivi che vengano a contatto con i fluidi corporei possono richiedere trattamenti speciali per lo smaltimento per prevenire la contaminazione biologica.

### Stoccaggio

Il prodotto è da conservarsi in un ambiente chiuso ben ventilato e libero da qualsiasi tipo di gas corrosivo, con temperature non superiori ai 54°C (130°F) e con umidità relativa non superiore all' 80%.

### Normativa e Certificazione

**Classe: IIb**

**Produttore: TouchStone International Medical Science Co., Ltd. - Suzhou, Cina**

**Mandatario EU: Shanghai International Holding Corp., GmbH**

### Iscrizione Repertorio

**CND:H0202020201**

**Nr. DM: 1918118/R**



**SEDA S.p.A.**

SEDA S.p.A.  
Via Tolstoj, 7  
20090 - Trezzano S/N (Mi).  
Tel +39.02.484241  
Fax +39.02.48424290  
[www.seda-spa.it](http://www.seda-spa.it)  
certificazione UNI EN ISO 9001  
Certificazione UNI CEI ENISO 13485