


Razormed™

CURETTE DERMICHE MONOUSO

| | |
|----------------------------|---|
| Nome Commerciale: | Razormed™ Disposable Curette – Stainless Steel Blade |
| Produttore: | Razormed Inc. - India |
| Rappresentante EU: | Advena Limited. - Malta |
| Distributore: | CLINI-LAB S.R.L. , Conselve (PD), Italia |
| Classificazione: | Dispositivo Medico di classe IIa sterile, marchio CE2460, conforme alla Direttiva 93/42/CEE. |
| CND | V0199 |
| Repertorio DM: | 1799606/R |
| Destinazione d'uso: | Curetta dermica per la rimozione di anomalie cutanee superficiali. |
| Sterilizzazione: | Raggi gamma con minima dose di 25 kGy secondo processo validato in accordo alle norme ISO11137. |
| Validità: | 60 mesi dalla data di produzione/sterilizzazione. |
| Latex free: | Prodotto completamente latex free . Durante la produzione e durante l'imballaggio il prodotto non entra in contatto con gomma di lattice naturale o con derivati dello stesso. |

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| Conformità: | Prodotto | Produzione |
| | ✓ Direttiva Comunitaria 93/42/CEE; | ✓ ISO 9001; |
| | ✓ ISO15223-1; | ✓ ISO 13485. |
| | ✓ Sterilizzazione: ISO11137, EN556, F.U.; | |
| | ✓ Confezionamento: ENISO 11607-1 & EN868-5 | |



| | |
|-----------------------------------|---|
| Materiali: | |
| Lame: | Acciaio iossidabile; |
| Manico: | ABS (latex free) Colore Verde |
| Cappuccio protezione lama: | Polietilene (LLDPE) Colore Traslucido (latex free) |

Caratteristiche:

La lama a taglio singolo in acciaio inox, estremamente affilata, permette un raschiamento ottimale sui tessuti molli o delicati. Le curette sono estremamente affilate e sono fornite in involucri protettivi che prevengono le contaminazioni.

L'indicazione di taglia impressa su ogni curetta assicura una facile identificazione. L'impugnatura latex free è progettata ergonomicamente ed assicura un utilizzo agevole.

Codici e confezionamento

Ogni singola curetta è confezionata in un sacchetto blister di polietilene di grado medicale. La confezione è di facile apertura.

I blister sono confezionati in dispenser da 10 pezzi.

| Codice | Misura lama | Confezionamento |
|--------|-------------|---|
| 03869 | ○ 2 mm | Dispenser 10 pezzi imballo 200 pezzi |
| 03887 | ○ 3 mm | |
| 03888 | ○ 4 mm | |
| 03889 | ○ 5 mm | |
| 03881 | ○ 7 mm | |

Su ogni singolo blister e sulle scatole contenenti 10 curette sono riportate tutte le informazioni necessarie per una rapida ed univoca identificazione del dispositivo. Sono riportate, tra le altre, le seguenti informazioni: indicazione del produttore, descrizione del contenuto, misura della lama, numero di lotto, data di produzione e di scadenza, indicazione di prodotto sterile e del metodo di sterilizzazione, marchio CE2460.

Avvertenze

Monouso. Il prodotto è garantito sterile se la confezione è integra e se l'indicatore posto sulle scatole da 10 pezzi è di colore virato al rosso. Maneggiare con cura.

Smaltimento

Il prodotto viene smaltito secondo le modalità previste dalla legge in vigore come prodotto ospedaliero potenzialmente infetto in base ai protocolli dell'Ente Sanitario utilizzatore.