

TENA Slip Plus XL

Pannolone a mutandina traspirante per incontinenza da moderata a pesante



Fabbricante	Essity Hygiene and Health AB
Sede legale italiana:	Essity Italy S.p.A. - Via XXV Aprile n.2 55011 Frazione Badia Pozzeveri - Altopascio (LU)
Sede operativa italiana:	Essity Italy S.p.A. - via S. Quasimodo, 12 - 20025 LEGNANO (MI) Tel. 0331/443811 Fax 0331/443883

PRINCIPALI BENEFICI

- **Filtrante di acquisizione FeelDry Advanced™:** permette una rapida acquisizione dei liquidi mantenendo la pelle asciutta e preservando l'equilibrio cutaneo.
- **“Dermatologically tested”:** i prodotti della gamma TENA ProSkin sono dermatologicamente testati e validati da enti indipendenti.
- **Skin Health Alliance:** i prodotti della gamma TENA ProSkin sono ufficialmente accreditati da parte degli esperti dello Skin Health Alliance, un'organizzazione dedicata a promuovere il benessere della pelle, in collaborazione con scienziati, dermatologi ed aziende.
- **Tripla Protezione:** i prodotti della gamma ProSkin garantiscono asciutto di superficie, delicatezza a contatto con la cute e protezione dalle perdite, preservando il benessere cutaneo.
- **Traspirante:** grazie ad un rivestimento in TNT con **tecnologia Confioair™**, gli ausili ProSkin sono completamente traspiranti per favorire il benessere della pelle



STRUTTURA DELL'AUSILIO E MATERIALI

Materassino assorbente multistrato:

- *strato superiore* che consente l'assorbimento immediato dei liquidi e impedisce il ristagno a contatto con la cute;
- nucleo assorbente formato da un *doppio strato di polpa di cellulosa* non trattata con sbiancanti ottici;
- *polimeri super assorbenti (SAP)*: atossici e ipoallergenici, esercitano la loro azione gelificante senza compromettere la compattezza e la stabilità del materassino assorbente. La tecnologia **ODOUR NEUTRALIZER** ostacola la formazione di odori sgradevoli (ammoniacali);

Barriere idrofobiche longitudinali: in speciale tessuto non tessuto in fibra di polipropilene atossica, soffice e resistente, trattengono i liquidi riducendo il rischio di perdite. Dotate di un morbidissimo filo elastico in elastane avvolto nel T.N.T. Quando il pannolino è indossato, la goffatura del materiale e la lunghezza dell'elastico permette alle barriere di allungarsi seguendo il corpo, ma senza rischi di sfregamento sulla cute.

Rivestimento filtrante interno: tessuto non tessuto in fibra di polipropilene ipoallergenico. Morbido e resistente, trattato in modo da garantire un'efficace e protratta permeabilità ai liquidi che vengono rapidamente assorbiti dal materassino sottostante, lasciando la superficie asciutta.

Rivestimento esterno: di colore bianco con due strisce centrali azzurre, per l'immediata identificazione del livello di assorbimento. Riporta il nome del prodotto e la taglia. **Indicatore di cambio a viraggio non invasivo per l'ospite:** è costituito da una striscia gialla sul rivestimento esterno. A contatto con l'umidità, l'indicatore subisce una variazione di colore da giallo a blu, segnalando il livello di saturazione del prodotto. Questo facilita i controlli a chi assiste e permette di effettuare solo i cambi necessari, riducendo anche i disagi per l'utilizzatore. Ogni singolo prodotto riporta il codice identificativo del lotto di produzione stampato sul rivestimento esterno.

Striscia elastica lombare: un'ampia striscia in morbido e resistente film elastico, opportunamente posta in zona lombare, migliora la vestibilità del prodotto e aumenta la sicurezza contro le perdite.

Adesivi riposizionabili (EasyFix): 4 adesivi composti da una miscela di polimeri (Hotmelt) ed Hook-in-line (tipo velcro), riposizionabili innumerevoli volte.

Disegno anatomico e sicurezza contro le perdite: la concentrazione della polpa nella zona inguinale assicura massima capacità assorbente dove più occorre, aumentando la sicurezza e l'efficacia del prodotto. La distribuzione della polpa è a spessore graduato: maggiore al centro del materassino e degradante verso i bordi, priva di dislivelli che possano provocare disagio o costituire zone di compressione sulla cute, particolarmente in posizione allettata.

Taglio anatomico della sgambatura (BODY FITTING): garantisce un'ottima vestibilità e migliora il comfort adattandosi perfettamente alla forma del corpo. Tre fili in elastane, applicati lungo tutta la sgambatura, assicurano la massima vestibilità e comfort e aumentano la sicurezza contro le perdite.

Collanti: di tipo Hotmelt, composti di resine (componente adesiva) e polimeri (componente coesiva). Applicati a caldo e senza l'uso di solventi, non interagiscono con i materiali circostanti, risultando quindi atossici ed inerti.

Sicurezza: tutta la gamma di ausili per incontinenza TENA Slip è priva di lattice.

CARATTERISTICHE DI TRASPIRABILITÀ

Codice interno	Taglia	Materiale del rivestimento esterno	Traspirabilità del rivestimento esterno	Materiale delle bande di fissaggio	Traspirabilità delle bande di fissaggio
712142	Extra-Large	TNT	$\geq 20,00 \text{ g} \cdot \text{h}^{-1} \text{ m}^{-2}$	TNT	$\geq 2000 \text{ g} \cdot 24 \text{ h}^{-1} \text{ m}^{-2}$

GAMMA E DATI TECNICI

Codice interno	Taglia	Assorbenza	Colore identificativo Assorbenza	Dimensioni prodotto (mm)	Peso fluff (g)	Peso polimeri (g)	Peso totale (g)
712142	Extra-Large	Plus	Azzurro	980 x 800	78	15	125

Codice interno	Taglia	Capacità* Assorbente (g)
712142	Extra-Large	2550

*calcolata con il procedimento ISO 11948/1

CONFEZIONAMENTO

Codice interno	Dimensioni busta (mm)	Peso busta (Kg)	Codice EAN busta
712142	390x194x285	3,66	7322542181744

Codice interno	Dimensioni cartone (mm)	Peso cartone (Kg)	Imballo
712142	600x400x310	11,69	3 x 30 PZ

confezionamento primario (busta)	offerta TENA
resistente e idoneo per la conservazione, trasporto, carico, scarico del prodotto	si
fabbricato per ridurre volume e peso per garantire sicurezza e igiene prodotto	si
riciclabile	si
etichettatura e istruzioni per l'uso in italiano	si
destinazione d'uso	si
conforme ai requisiti previsti dalla legge vigente	si
corredato da informazioni necessarie per un corretto e sicuro utilizzo	si
riporta le seguenti informazioni:	offerta TENA
EAN	si
fabbricante	si

nome commerciale	si
tipo ausilio	si
taglia	si
indicazione per la corretta conservazione	si
lotto di produzione	si
numero pezzi per confezione	si
apertura pretagliata	si
Identificativo del livello di assorbenza	si
Indicazione della taglia	si
confezionamento secondario (cartone)	offerta TENA
resistente e idoneo per la conservazione, trasporto, carico, scarico del prodotto	si
fabbricato per ridurre volume e peso per garantire sicurezza e igiene prodotto	si
riciclabile	si
80% minimo riciclato	si
lotto di produzione	si
conforme ai requisiti previsti dalla legge vigente	si

CLASSIFICAZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Marcatura CE: Il prodotto in oggetto è classificato Dispositivo Medico di Classe I non sterile e senza funzione di misura. Dal 26 maggio 2021 è pienamente applicabile il Regolamento MDR (UE) 2017/745 e successivi provvedimenti. Il dispositivo è pienamente conforme al nuovo Regolamento, come indicato sulla Dichiarazione di Conformità.

Codice interno	Codice RDM	Codice GMDN	Codice CND
712142	2457936	11239	T04010103