

Pannolone a mutandina totalmente traspirante con sistema integrato di fissaggio ad elevata capacità di assorbimento per incontinenza gravissima
Formato Extra Grande



Marca	Serenity
Modello	Pannolone mutandina
Denominazione commerciale	Pannolone mutandina Serenity Soft Dry Sensitive Maxi Taglia Extra Large
Codice completo articolo	39094150021
Codice ISO D.P.C.M. 12/01/17	r. 09.30.21.012
Codice ISO D.M. 332/99	r. 09.30.04.003
Codice NTN	r. 101.21.01
Codice Ean	8058150568521
Codice Paraf	982475283
Codice CND	T04010103
Codice RDM	2148020
Fabbricante	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia

- ✓ Prodotto rispondente ai requisiti del Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici – MDR
- ✓ Dispositivo medico monouso classe I°, Regola 1
- ✓ Marcatura CE – Autocertificazione notificata al Ministero della Sanità

DESCRIZIONE:

Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio riposizionabile per chiusura in vita, mediante 4 etichette adesive riposizionabili avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina. L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile in TNT interamente, morbido, atossico e con indicatore di umidità; rivestimento interno in tessuto non tessuto resistente ed ipoallergenico; presenza di 2 barriere antifuoriuscita elasticizzate costituite da un morbido velo ipoallergenico in TNT; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri superassorbenti (superabsorbent polymers) caratterizzato dalla presenza di una maggiore quantità di polimeri superassorbenti allo scopo di realizzare una più elevata capacità di assorbimento destinata ad un'incontinenza gravissima.

DESTINATARI D'USO:

Adatto per persone soggette a incontinenza urinaria e/o fecale gravissima. Adatto per utilizzatori aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 150 cm.

Pannolone a mutandina totalmente traspirante con sistema integrato di fissaggio ad elevata capacità di assorbimento per incontinenza gravissima
Formato Extra Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASPIRABILITA'



Il Pannolone Mutandina è rivestito esternamente da un morbido tessuto non tessuto (laminato polietilene/ polipropilene), **traspirante all'aria e impermeabile ai liquidi**, antifruscio, morbido e silenzioso. La presenza di rivestimento traspirante esterno contribuisce a :

- Prevenire rischi di arrossamenti e irritazioni cutanee
- Mantenere sana l'epidermide e l'integrità cutanea;
- Contrastare l'eccessivo surriscaldamento del microambiente che si forma tra corpo e pannolone contenendo di conseguenza il riscaldamento cutaneo;
- Garantire una maggiore sensazione di freschezza.

Morbidi, silenziosi, delicati sulla pelle, alle tradizionali caratteristiche di un pannolone per incontinenza urinaria, gli ausili traspiranti associano massimo comfort per l'assistito e maggiore discrezione, prevenendo il rischio di insorgenza di piaghe da decubito.

VALIDITA' DEL SISTEMA DI FISSAGGIO



Il sistema di fissaggio è costituito da quattro etichette riposizionabili ad adesione combinata (sistema di aggancio meccanico per una migliore resistenza e riposizionabilità + inserti adesivi per una maggiore stabilità in uso) con invito ergonomico all'apertura (di colore blu per immediata riconoscibilità).

INDICATORE DI CAMBIO

Rilevatore di umidità a scomparsa graduale se a contatto con liquidi, è presente longitudinalmente ed è chiaramente visibile e valutabile dall'esterno.

Il rilevatore di umidità, a contatto con il bagnato, tende a perdere la sua definizione per poi gradualmente scomparire, segnalando così chiaramente il livello di saturazione del prodotto. Il posizionamento longitudinale su buona parte del prodotto è in grado di rivelare, con il prodotto indossato, se la saturazione è solo nella parte centrale o se si sta allargando anche alle estremità di prodotto.

PRESENZA DI TECNOLOGIA DI DERMOPROTEZIONE



Il Pannolone Mutandina è dotato di sistema di dermoprotezione a base di Aloe Vera, sostanza naturale dermoprotettiva dalle riconosciute proprietà lenitive e protettive, presente sul tessuto di rivestimento interno del pannolone.

Il sistema è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Regolamento n°1223/2009, come previsto dai CAM.

Ulteriori caratteristiche a tutela del benessere della pelle:

il pieno controllo del processo produttivo garantisce la **completa assenza di lattice**, prevenendo il rischio di reazioni allergiche. Non vengono inoltre utilizzati procedimenti chimici sbiancanti. Sul materassino assorbente non sono presenti resine, collanti e altri agenti chimici.

Il tessuto non tessuto di rivestimento interno è traspirante e ipoallergenico.

PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELL'ODORE



Il Pannolone Mutandina è dotato di sistema di polimeri superassorbenti con capacità di controllo dell'odore, che, opportunamente miscelati con cellulosa sbiancata a fibra lunga, è in grado di **abbattere drasticamente la proliferazione dei cattivi odori**.

COMPOSIZIONE:

- **Corpo centrale assorbente:** doppio strato di fluff in pura cellulosa a fibra lunga, a spessore differenziato, favorisce la migliore diffusione dei liquidi. Non trattata con additivi chimici, né resine, né collanti tossici
- **Polimeri superassorbenti:** granuli di poliacrilato, maggiormente concentrati nella parte centrale del corpo assorbente. Contribuiscono a conferire un effetto anti-odore.

Pannolone a mutandina totalmente traspirante con sistema integrato di
fissaggio ad elevata capacità di assorbimento per incontinenza gravissima
Formato Extra Grande

- **Acquisition layer:** tessuto filtrante che favorisce una veloce acquisizione dei liquidi inibendone il ritorno in superficie e garantendo così un effetto asciutto sulla pelle
- **Strato a contatto con la pelle:** tessuto non tessuto (polipropilene) resistente e ipoallergenico
- **Elastici longitudinali:** 12 morbidi fili elastici di Lycra, 8 dei quali posti ai bordi longitudinali, 4 posti sulle barriere, per migliorare la vestibilità e la tenuta laterale dell'ausilio.
- **Barriere antifurioscite:** 2 barriere longitudinali elasticizzate in morbido tessuto non tessuto idrofobo a tre livelli di protezione, termosaldate, "Tuttostop" ®
- **Imballaggio primario:** in confezione compact, con apertura facilitata ed identificazione del modello, livello di assorbimento, taglia, codice commerciale, lotto di produzione, numero di pezzi contenuti nella confezione.
- **Imballaggio secondario:** imballo esterno anonimo, rispondente ai requisiti della legge per la privacy.
- **Resine, collanti, agenti chimici nel materassino:** assenti, a tutela del benessere edell'integrità cutanee
- **Latex free:** privo di Lattice, per la prevenzione di allergie e sensibilizzazioni cutanee