

CRM

Cardiac Rhythm Management

Terapia delle Bradicardie

Solia T/JT

Solia T/JT

Elettrocateri bipolari per stimolazione a fissaggio passivo
MRI conditional

ProMRI®

- Certificato per la compatibilità con lo scan MRI senza zona di esclusione
- Diametro sottile di 5,6 F con rivestimento in poliuretano
- Copertura frattale
- Estremità distale flessibile
- Rilascio di steroide



Produttore: Biotronik SE & Co. KG, Berlino Germania
Codice CND: J0190010102
Nr Repertorio: 371456, 371457, 1023206/R, 1023207/R
Marchio CE direttiva 90/385/CEE Dispositivi Medici Impiantabili Attivi

Solia T_JT.doc rev.1 20/04/2015 dv



BIOTRONIK
excellence for life

20090 Vimodrone (Mi)
Via Delle Industrie, 11
Tel. 02-274394.200 Fax. 02-274394.300
www.biotronik.com
info@biotronik.it

Solia T/JT

MR Conditional

Pro MRI

Sistema Pacemaker ed elettrocatteter MR conditional BIOTRONIK¹

Dati tecnici	Solia T 53 Solia T 60	Solia JT 45 Solia JT 53
Connettore	IS-1	IS-1
Polarità	bipolare	bipolare
Fissaggio	4 barbe	4 barbe
Distanza punta-anello	12 mm	12 mm
Lunghezza	53; 60 cm	45; 53 cm
Introduttore	6 F	6 F
Vite di fissaggio		
Tipo	Passivo con 4 barbe	Passivo con 4 barbe
Lunghezza retrattile		
Elettrodo in Punta		
Materiale	platino/iridio	platino/iridio
Struttura della superficie	iridio; frattale	iridio; frattale
Area	2,1 mm ²	2,1 mm ²
Elettrodo ad Anello		
Materiale	platino/iridio	platino/iridio
Struttura della superficie	iridio; frattale	iridio; frattale
Area	17,4 mm ²	17,4 mm ²
Diametro	1,9 mm (5,9 F)	1,9 mm (5,9 F)
Conduttore		
Isolamento distale	silicone	silicone
Isolamento prossimale	silicone; poliuretano	silicone; poliuretano
Materiale spirale	Lega di Cobalto-Nichel	Lega di Cobalto-Nichel
Resistenza distale	0,65 Ohm/cm	0,65 Ohm/cm
Resistenza prossimale	2,45 Ohm/cm	2,45 Ohm/cm
Diametro	1,8 mm (5,6 F)	1,8 mm (5,6 F)
Deposito di Steroide		
Tipo di steroide	Dexametasone acetato (DXA)	Dexametasone acetato (DXA)
Quantità steroide	0,27 mg	0,27 mg
Agglomerante steroide	gomma siliconica	gomma siliconica
Nr d'ordine	Solia T 53 377180 Solia T 60 377181	Solia JT 45 399626 Solia JT 53 395134

¹ Per quanto riguarda l'uso con dispositivi impiantabili attivi MR Conditional consultare il manuale ProMRI

