



Abbott



SCHEDA TECNICA

ACCESSORIO PER ELETTROCATETERE

Guida CPS Courier

DISTRIBUTORE Abbott Medical Italia S.p.A.

FABBRICANTE Brivant Limited
Parkmore West Business Park,
Galway,
Ireland.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La guida CPS Courier è un filo guida direzionabile rivestito con materiale idrofilo.

INDICAZIONI D'USO

CPS Courier Guidewire è stato progettato per l'uso nei vasi coronarici e periferici.

CARATTERISTICHE FISICHE

Modello	DS2G001	DS2G002	DS2G003	DS2G004
Lunghezza (cm)	195			
Diametro guida	0.014"			
Descrizione	Morbida	Media	Rigida	Extra Rigida
Materiale	<ul style="list-style-type: none">Acciaio inossidabile di qualità medicaRivestimento Prossimale: PTFERivestimento Distale idrofilico			

NUMERO D'ORDINE

Numero d'ordine	Descrizione
DS2G001	Modello : guida morbida
DS2G002	Modello : guida media
DS2G003	Modello : guida rigida
DS2G004	Modello : guida extra rigida

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quantità	Contenuto
3	<ul style="list-style-type: none">GuidaTorsiometroRaddrizzatore per punta guida (J)

INFORMAZIONI UTILI

- **CLASSE DI APPARTENENZA:** III
- **CODICE ENTE NOTIFICATORE:** 0050

Modello	CODICE CND	ISCRIZIONE AL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI AL NUMERO
DS2G001	Jo1900180	114668/R
DS2G002	Jo1900180	126087/R
DS2G003	Jo1900180	126089/R
DS2G004	Jo1900180	126090/R

Sterilizzazione, conservazione, smaltimento	
Sterilizzazione	<ul style="list-style-type: none">• La guida CPS Courier viene sterilizzata con ossido di etilene prima della spedizione. E' esclusivamente monouso e non deve essere risterilizzata.• Durata: 1anno
Conservazione	Maneggiare il prodotto con cura, conservare in un luogo ben ventilato in condizioni che consentano di proteggere la confezione da umidità ed acqua. Conservare il prodotto ad una temperatura compresa tra -5°C e 50°C evitando di schiacciare la confezione che contiene il prodotto.
Confezione singola	La guida CPS Courier è inserita in una spirale di PETG ed inserito in un contenitore di plastica riposto in un imballo di cartone arrecante etichetta.

- **PRESENZA DI LATTICE:** Il prodotto non contiene lattice.
- **Anno inizio produzione:** 2008
- **Anno di commercializzazione Italia:** 2008

Consultare l'ultima versione del Manuale di riferimento per una lista completa e aggiornata delle specifiche, indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili complicanze.