



Abbott

SCHEDA TECNICA

Taglierina Universale CPS® DS2A003



DISTRIBUTORE Abbott Medical Italia S.p.A.
FABBRICANTE St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342 USA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La taglierina CPS mod. DS2A003 è stata concepita per la rimozione del catetere guida esterno CPS Direct SL, CPS Direct SL II e il catetere CPS Aim SL durante la procedura di posizionamento dell'elettrocattetere ventricolare sinistro.

INDICAZIONI D'USO

La taglierina CPS è concepita per l'utilizzo con i cateteri guida esterno CPS Direct SL, CPS Direct SL II e il catetere CPS Aim SL.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	<ul style="list-style-type: none">• Lama: Acciaio inox 440A – 304A• Resina di rivestimento PC/ABS, Cycoloy, RTP 6042-60A
------------------	---

NUMERO D'ORDINE

Numero d'ordine	Descrizione
DS2A003	Taglierina Universale CPS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quantità	Contenuto
1	Taglierina Universale CPS

INFORMAZIONI UTILI

- **CLASSE DI APPARTENENZA:** AIMD
- **CODICE ENTE NOTIFICATORE:** 0123
- **CODICE CND:** Co580
- **ISCRITTO AL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI AL NUMERO:** 319568/R
- **PRESENZA DI LATTICE:** Il prodotto non contiene lattice.

Sterilizzazione, conservazione, smaltimento	
Sterilizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Modalità: ossido di etilene (EtO). Prodotto esclusivamente monouso• Durata: 1 anno
Conservazione	Conservare in un luogo fresco ed asciutto e al riparo dalla luce. Non esporre la confezione a temperature inferiori a - 20° o superiori a 60 °C.
Confezione singola	Il dispositivo viene fornito in un vassoio di plastica ricoperto con nylon/tyvek arreante etichetta su base bianca riportante descrizione del prodotto, data di scadenza, data di fabbricazione, numero di lotto del dispositivo. Sulla medesima etichetta è inoltre indicato il materiale contenuto, informazioni relative alla sterilizzazione, temperature di immagazzinamento, sede del produttore.
Smaltimento	Smaltire come rifiuto sanitario in base a quanto previsto dalla normativa vigente

Consultare l'ultima versione del Manuale di riferimento per una lista completa e aggiornata delle specifiche, indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili complicanze.