

| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE DA GARA  | UNITA' DI MISURA | CONFEZIONAMENTO PRIMARIO   | CONFEZIONAMENTO SECONDARIO                           |
|-------|------|--|------------------|--|--|
| 1     | a    | Cotone idrofilo non sterile, 1 Kg  | Pezzo            | Confezione singola da 1 kg pressato (peso netto in sacchetti composti da materiale con resistenza tale da preservare il contenuto da eventuale inquinamento)   | Cartone max 20 pezzi                                 |
|       | b    | Cotone idrofilo non sterile, 250 gr  | Pezzo            | Confezione da 250 g in sacchetto composto da materiale con resistenza tale da preservare il contenuto da eventuale inquinamento munito di cordoncino o altro sistema idoneo per la chiusura (e non rimovibile dal sacchetto), cotone piegato a zig-zag | Cartone da max 50 pezzi                              |
| 2     |      | Quadrati in cotone pressato tagliato o pretagliato non sterile 10x10cm circa         | Pezzo            | Confezione in sacchetto composto da materiale con resistenza tale da preservare il contenuto da eventuale inquinamento e munito di cordoncino o altro sistema idoneo per la chiusura ( non rimovibile dal sacchetto), cotone da 50 pezzi a 100 pezzi   | Cartone da max 50 pezzi                              |
| 3     | a    | Garza idrofila da piegare non sterile, 10x10 cm                                      | Kg               | Confezione da 1 kg   |  |
|       | b    | Garza idrofila da piegare non sterile, 20x20 cm                                      | Kg               | Confezione da 1 kg   |  |
|       | c    | Garza idrofila da piegare non sterile, 30x30 cm                                      | Kg               | Confezione da 1 kg   |  |
|       | d    | Garza idrofila da piegare non sterile, 40x40 cm                                      | Kg               | Confezione da 1 kg   |  |
| 4     | a    | Compresa di garza sterile - Tagliata 10x10 cm  | Compresa         | 25 CPR   |  |
|       | b    | Compresa di garza sterile - Tagliata 20x20 cm  | Compresa         | 25 CPR   |  |
| 5     | a    | Compresa di garza sterile - Tagliata e piegata, 18x40 cm                             | Compresa         | 12 CPR   |  |
|       | b    | Compresa di garza sterile - Tagliata e piegata, 36x40 cm                             | Compresa         | 12 CPR   |  |
| 6     | a    | Compresa di garza sterile multistrato - Tagliata e piegata, 5x5 cm, 12 strati,       | Compresa         | in busta, 5 CPR  | dispenser o scatola di cartone facilmente impilabile |
|       | b    | Compresa di garza sterile multistrato - Tagliata e piegata, 7,50x7,50 cm, 8 strati   | Compresa         | in busta, 5 CPR  | dispenser o scatola di cartone facilmente impilabile |
|       | c    | Compresa di garza sterile multistrato - Tagliata e piegata, 7,50x7,50 cm, 16 strati, | Compresa         | in busta, 5 CPR  | dispenser o scatola di cartone facilmente impilabile |
|       | d    | Compresa di garza sterile multistrato - Tagliata e piegata, 10x10 cm, 8 strati       | Compresa         | in busta, 5 CPR  | dispenser o scatola di cartone facilmente impilabile |
|       | e    | Compresa di garza sterile multistrato - Tagliata e piegata, 10x10 cm, 16 strati,     | Compresa         | in busta, 5 CPR  | dispenser o scatola di cartone facilmente impilabile |
|       | f    | Compresa di garza sterile multistrato - Tagliata e piegata, 10x10 cm, 16 strati      | Compresa         | in doppia busta, 5 CPR   | dispenser o scatola di cartone facilmente impilabile |
|       | g    | Compresa di garza sterile multistrato - Tagliata e piegata, 10x20 cm, 12 strati      | Compresa         | in busta, 5 CPR  | dispenser o scatola di cartone facilmente impilabile |
|       | h    | Compresa di garza sterile multistrato - Tagliata e piegata, 10x20 cm, 16 strati,     | Compresa         | in busta, 5 CPR  | dispenser o scatola di cartone facilmente impilabile |
|       | i    | Compresa di garza sterile multistrato - Tagliata e piegata, 10x20 cm, 24 strati      | Compresa         | in busta, 5 CPR  | dispenser o scatola di cartone facilmente impilabile |
| 7     | a    | Compresa di garza non sterile multistrato, 5x5 cm, 12 strati                         | Compresa         | in pacchi da max 100 pz  |  |
|       | b    | Compresa di garza non sterile multistrato, 5x5 cm, 16 strati                         | Compresa         | in pacchi da max 100 pz  |  |
|       | c    | Compresa di garza non sterile multistrato, 7,50x7,50 cm, 8 strati                    | Compresa         | in pacchi da max 100 pz  |  |
|       | d    | Compresa di garza non sterile multistrato, 10x10 cm, 8 strati                        | Compresa         | in pacchi da max 100 pz  |  |
|       | e    | Compresa di garza non sterile multistrato, 10x10 cm, 16 strati                       | Compresa         | in pacchi da max 100 pz  |  |
|       | f    | Compresa di garza non sterile multistrato, 10x20 cm, 12 strati                       | Compresa         | in pacchi da max 100 pz  |  |

|    |   |   |           |   |                                      |
|----|---|---|-----------|---|--------------------------------------|
| 8  | a | Compressa di garza sterile con filo radiopaco, 5x5 cm, 12 strati                                    | Compressa | in doppia busta, 10 CPR   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | b | Compressa di garza sterile con filo radiopaco, 7,50x7,50 cm, 16 strati                              | Compressa | in doppia busta, 10 CPR   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | c | Compressa di garza sterile con filo radiopaco, 10x10 cm, 16 strati                                  | Compressa | in doppia busta, 10 CPR   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | d | Comprese di garza sterili con filo radiopaco cm 10 x 10 - 32 strati                                 | Compressa | in doppia busta, 10 CPR   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | e | Compressa di garza sterile con filo radiopaco, 10x20 cm, 12 strati                                  | Compressa | in doppia busta, 10 CPR   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | f | Compressa di garza sterile con filo radiopaco, 10x20 cm, 16 strati                                  | Compressa | in doppia busta, 5 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
|    | g | Compressa di garza sterile con filo radiopaco, 10x20 cm, 24 strati                                  | Compressa | in doppia busta, 5 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
| 9  | a | Compressa di garza laparotomica sterile con filo radiopaco, 40x40 cm, 6 strati                      | Compressa | in doppia busta, 5 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
|    | b | Compressa di garza laparotomica sterile con filo radiopaco, 45x45 cm, 4 strati                      | Compressa | in doppia busta, 5 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
|    | c | Compressa di garza laparotomica sterile con filo radiopaco, verde, 30x50 cm, 4 strati               | Compressa | in doppia busta, 5 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
|    | d | Compressa di garza laparotomica sterile con filo radiopaco, verde, 50x50 cm, titolo 12/12, 6 strati | Compressa | in doppia busta, 2 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
|    | e | Compressa di garza laparotomica sterile con filo radiopaco, 45x70 cm, 4 strati                      | Compressa | in doppia busta, 1 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
| 10 | a | Lunghette/pezze laparotomiche in cotone con filo radiopaco sterili - cm 5x100 - 8 strati            | Pezzo     | in doppia busta, 3 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
|    | b | Lunghette/pezze laparotomiche in cotone con filo radiopaco sterili - cm 5x25 - 4 strati             | Pezzo     | in doppia busta, 3 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
|    | c | Lunghette/pezze laparotomiche in cotone con filo radiopaco sterili - cm 5x10 - 4 strati             | Pezzo     | in doppia busta, 5 CPR  | in dispenser con apertura facilitata |
| 11 | a | Tampone in TNT non sterile, 30-40 mm  | Tampone   | Massimo 200 pezzi, resistenza tale da preservare il contenuto da eventuale inquinamento |                                      |
|    | b | Tampone in TNT non sterile, 50-60 mm  | Tampone   | Massimo 200 pezzi, resistenza tale da preservare il contenuto da eventuale inquinamento |                                      |
| 12 |   | Tampone di garza sterile, rotondo, senza filo radiopaco, 40 mm                                      | Tampone   | in busta singola sterile, 5 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
| 13 |   | Tampone di garza non sterile, rotondo, senza filo radiopaco, 40 mm                                  | Tampone   | Massimo 250 pezzi   |                                      |
| 14 | a | Tampone di garza sterile, rotondo, con filo radiopaco, 60 mm  | Tampone   | In doppia busta, 10 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | b | Tampone di garza sterile, rotondo, con filo radiopaco, 30 mm  | Tampone   | In doppia busta, 10 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | c | Tampone di garza sterile, rotondo, con filo radiopaco, 40 mm  | Tampone   | In doppia busta, 10 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
| 15 | a | Tampone scollatore di garza sterile con filo radiopaco, 6 mm  | Tampone   | In doppia busta, 10 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | b | Tampone scollatore di garza sterile con filo radiopaco, 8 mm  | Tampone   | In doppia busta, 10 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | c | Tampone scollatore di garza sterile con filo radiopaco, 10 mm                                       | Tampone   | In doppia busta, 10 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | d | Tampone scollatore di garza sterile con filo radiopaco, 12 mm                                       | Tampone   | In doppia busta, 10 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | e | Tampone scollatore di garza sterile con filo radiopaco, 16 mm                                       | Tampone   | In doppia busta, 10 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
|    | f | Tampone scollatore di garza sterile con filo radiopaco, 25 mm                                       | Tampone   | In doppia busta, 10 pezzi   | in dispenser con apertura facilitata |
| 16 | a | Compressa in TNT sterile piegata in 4 strati, 5x5 cm  | Compressa | in busta sterile, max 5 CPR   | in scatole di cartone                |
|    | b | Compressa in TNT sterile piegata in 4 strati, 7,50x7,50 cm  | Compressa | in busta sterile, max 5 CPR   | in scatole di cartone                |
|    | c | Compressa in TNT sterile piegata in 4 strati, 10x10 cm  | Compressa | in busta sterile, max 5 CPR   | in scatole di cartone                |
|    | d | Compressa in TNT sterile piegata in 4 strati, 10x20 cm  | Compressa | in busta sterile, max 5 CPR   | in scatole di cartone                |
| 17 | a | Compressa in TNT sterile pretagliata ad Y, 5-7,50x5-7,50 cm   | Compressa | in busta sterile, max 5 CPR   | in scatole di cartone                |
|    | b | Compressa in TNT sterile pretagliata ad Y, 10x10 cm   | Compressa | in busta sterile, max 5 CPR   | in scatole di cartone                |
| 18 | a | Compressa in TNT non sterile, piegata in 4 strati, 5x5 cm   | Compressa | Massimo 200 pezzi   |                                      |
|    | b | Compressa in TNT non sterile, piegata in 4 strati, 7,50x7,50 cm                                     | Compressa | Massimo 200 pezzi   |                                      |
|    | c | Compressa in TNT non sterile, piegata in 4 strati, 10x10 cm   | Compressa | Massimo 200 pezzi   |                                      |
|    | d | Compressa in TNT non sterile, piegata in 4 strati, 10x20 cm   | Compressa | Massimo 200 pezzi   |                                      |

|    |   |  |                     |   |                                  |
|----|---|--|---------------------|---|----------------------------------|
| 19 | a | Garza non aderente sterile in cotone idrofilo, 7,50-10x7,50-10 cm          | Garza               | in confezione singola sterile agevole estrazione.   |                                  |
|    | b | Garza non aderente sterile in cotone idrofilo, 7,50-10x20 cm               | Garza               | in confezione singola sterile agevole estrazione.   |                                  |
| 20 |   | Garza paraffinata sterile in cotone idrofilo 10-15 cm x 2-10 mt            | Metro               | in confezione singola di agevola estrazione   |                                  |
| 21 | a | Garza non aderente sterile a tramatura sintetica, 7,50-10x7,50-10 cm circa | Garza               | in confezione sterile, max 3 pezzi e di agevole estrazione  |                                  |
|    | b | Garza non aderente sterile a tramatura sintetica, 7,50-10x20 cm circa      | Garza               | in confezione sterile, max 3 pezzi e di agevole estrazione  |                                  |
| 22 | a | Zaffo di garza sterile senza filo radiopaco, 4 strati, 1 cm x 40 cm        | Pezzo               | in confezioni singole sterili   | non necessariamente un dispenser |
|    | b | Zaffo di garza sterile senza filo radiopaco, 4 strati, 5 cm x 5 mt         | Pezzo               | in confezioni singole sterili   | non necessariamente un dispenser |
|    | c | Zaffo di garza sterile senza filo radiopaco, 4 strati, 10 cm x 5 mt        | Pezzo               | in confezioni singole sterili   | non necessariamente un dispenser |
| 23 | a | Zaffo di garza sterile con filo radiopaco, 4 strati, 10 cm x 5 mt          | Pezzo               | in doppia busta   | non necessariamente un dispenser |
|    | b | Zaffo di garza sterile con filo radiopaco, 4 strati, 5 cm x 5 mt           | Pezzo               | in doppia busta   | non necessariamente un dispenser |
|    | c | Zaffo di garza sterile con filo radiopaco, 4 strati, 7 cm x 5 mt           | Pezzo               | in doppia busta   | non necessariamente un dispenser |
| 24 | a | Rete tubolare non sterile, Calibro 0                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | b | Rete tubolare non sterile, Calibro 1                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | c | Rete tubolare non sterile, Calibro 2                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | d | Rete tubolare non sterile, Calibro 3                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | e | Rete tubolare non sterile, Calibro 4                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | f | Rete tubolare non sterile, Calibro 5                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | g | Rete tubolare non sterile, Calibro 6                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | h | Rete tubolare non sterile, Calibro 7                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | i | Rete tubolare non sterile, Calibro 8                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | l | Rete tubolare non sterile, Calibro 9                                       | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |
|    | m | Rete tubolare non sterile, Calibro 10                                      | Metro (in tensione) | confezionamento singolo in scatola esterna di cartone con adeguata apertura per il prelievo del tubolare; l'involucro deve mantenersi integro fino ad esaurimento del tubolare; |                                  |

|    |  |   |         |                   |                   |
|----|--|---|---------|-------------------|-------------------|
| 25 | a  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia small, Short   | Paio    | Paio              |                   |
|    | b  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia small, Regular   | Paio    | Paio              |                   |
|    | c  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia small, Long  | Paio    | Paio              |                   |
|    | d  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia medium, Short  | Paio    | Paio              |                   |
|    | e  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia medium, Regular  | Paio    | Paio              |                   |
|    | f  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia medium, Long   | Paio    | Paio              |                   |
|    | g  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia large, Short   | Paio    | Paio              |                   |
|    | h  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia large, Regular   | Paio    | Paio              |                   |
|    | i  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia large, Long  | Paio    | Paio              |                   |
|    | l  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia extra-large, Short   | Paio    | Paio              |                   |
|    | m  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia extra-large, Regular   | Paio    | Paio              |                   |
| n  | Calza compressiva antitrombosi non sterile, Coscia extra-large, Long | Paio  | Paio    |                   |                   |
| 26 | a  | Medicazione adesiva sterile post-chirurgica con compressa assorbente, 7cmx5 cm circa                              | Pezzo   | buste singole     |                   |
|    | b  | Medicazione adesiva sterile post-chirurgica con compressa assorbente, 8-10x10 cm circa                            | Pezzo   | buste singole     |                   |
|    | c  | Medicazione adesiva sterile post-chirurgica con compressa assorbente, 8-10x15 cm circa                            | Pezzo   | buste singole     |                   |
|    | d  | Medicazione adesiva sterile post-chirurgica con compressa assorbente, 8-10x20-25 cm                               | Pezzo   | buste singole     |                   |
|    | e  | Medicazione adesiva sterile post-chirurgica con compressa assorbente, 8-10x30-35 cm                               | Pezzo   | buste singole     |                   |
| 27 | a  | Medicazione assorbente sterile con tampone in cellulosa e involucro in TNT, 10x10 cm circa                        | Pezzo   | buste singole     |                   |
|    | b  | Medicazione assorbente sterile con tampone in cellulosa e involucro in TNT, 10x20 cm circa                        | Pezzo   | buste singole     |                   |
|    | c  | Medicazione assorbente sterile con tampone in cellulosa e involucro in TNT, 15-20x20 cm circa                     | Pezzo   | buste singole     |                   |
|    | d  | Medicazione assorbente sterile con tampone in cellulosa e involucro in TNT, 20x40 cm circa                        | Pezzo   | buste singole     |                   |
| 28 | a  | Medicazione in TNT alluminizzato non aderente sterile per tracheostomia, 6x7 cm                                   | Pezzo   | buste singole     |                   |
|    | b  | Medicazione in TNT alluminizzato non aderente sterile per tracheostomia, 8x9-10 cm                                | Pezzo   | buste singole     |                   |
| 29 | a  | Compressa oculare sterile in TNT, non adesiva, circa 6x8 cm circa   | Pezzo   | buste singole     |                   |
|    | b  | Compressa oculare sterile in TNT, con bordo adesivo, circa 6x9 cm circa   | Pezzo   | buste singole     |                   |
| 30 | a  | Protezione oculare autoadesiva con valva trasparente infrangibile non sterile, Small                              | Pezzo   | buste singole     | Massimo 50 pezzi  |
|    | b  | Protezione oculare autoadesiva con valva trasparente infrangibile non sterile, Large                              | Pezzo   | buste singole     | Massimo 50 pezzi  |
| 31 |  | Protezione oculare non adesiva con valva trasparente infrangibile non sterile                                     | Pezzo   | Massimo 100 pezzi |                   |
| 32 |  | Medicazione/Protettore oculare sterile con bordo adesivo in TNT con zona centrale trasparente                     | Pezzo   | buste singole     | Massimo 100 pezzi |
| 33 |  | Compressa oculare sterile in ovatta di cotone 100% e supporto rivestito di garza di cotone/TNT su entrambi i lati | Pezzo   | buste singole     |                   |
| 34 | a  | Tampone nasale emostatico sterile in polimero sintetico retto senza filo di reperi, 10x(2-2,5) X 1,5 cm           | Tampone |                   | Massimo 40 pezzi  |
|    | b  | Tampone nasale emostatico sterile in polimero sintetico retto senza filo di reperi, 8 x (2-2,5) x 1,5 cm          | Tampone | buste singole     | Massimo 40 pezzi  |
|    | c  | Tampone nasale emostatico sterile in polimero sintetico retto senza filo di reperi, 4,5 x (2-2,5) x 1,5 cm        | Tampone | buste singole     | Massimo 40 pezzi  |

|    |   |  |           |                                      |                   |
|----|---|--|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| 35 | a | Tampone nasale emostatico sterile in polimero sintetico retto con filo di repere, 10 x (2-2,5) x 1,5 cm                    | Tampone   |                                      | Massimo 40 pezzi  |
|    | b | Tampone nasale emostatico sterile in polimero sintetico retto con filo di repere, 8 x 2 x 1,5 cm                           | Tampone   | buste singole                        | Massimo 40 pezzi  |
|    | c | Tampone nasale emostatico sterile in polimero sintetico retto con filo di repere, con cannula, 8 x 2 x 1,5 cm              | Tampone   | buste singole                        | Massimo 40 pezzi  |
|    | d | Tampone nasale emostatico sterile in polimero sintetico anatomico con filo di repere, senza cannula 7,5-8 x 2-3 x 1,5 cm   | Tampone   | buste singole                        | Massimo 40 pezzi  |
| 36 | a | Splint nasale non sterile, S   | Pezzo     | confezionamento singolo              |                   |
|    | b | Splint nasale non sterile, M   | Pezzo     | confezionamento singolo              |                   |
|    | c | Splint nasale non sterile, L   | Pezzo     | confezionamento singolo              |                   |
| 37 |   | Cotonino chirurgico sterile in rayon con filo di repere, almeno 10 misure a partire da circa 5x5 mm fino a 25x76 mm circa  | Cotonino  | buste da 10 pezzi                    |                   |
| 38 |   | Cotonini chirurgici sterili in cotone con filo di repere, almeno 10 misure a partire da circa 7x7 mm fino a 40x75 mm circa | Cotonino  | buste da 10 pezzi                    |                   |
| 39 |   | Lancetta sterile per microchirurgia e interventi oftalmici   | Pezzo     | confezione da massimo 10 pezzi       |                   |
| 40 | a | Cerotto non sterile in TNT in rocchetto, 2,50 cm x 9-10 mt   | Rocchetto | Rocchetti in scatole da max 36 pezzi |                   |
|    | b | Cerotto non sterile in TNT in rocchetto, 5 cm x 9-10 mt  | Rocchetto | Rocchetti in scatole da max 36 pezzi |                   |
| 41 | a | Cerotto non sterile in seta artificiale in rocchetto, 1,25 cm x 9-10 mt  | Rocchetto | Rocchetti in scatole da max 36 pezzi |                   |
|    | b | Cerotto non sterile in seta artificiale in rocchetto, 2,50 cm x 9-10 mt  | Rocchetto | Rocchetti in scatole da max 36 pezzi |                   |
|    | c | Cerotto non sterile in seta artificiale in rocchetto, 5 cm x 9-10 mt   | Rocchetto | Rocchetti in scatole da max 36 pezzi |                   |
| 42 | a | Cerotto non sterile in rocchetto in silicone per cuti fragili, larghezza circa 2,5 x lunghezza 1,5-5mt                     | Metro     | Confezionato singolarmente           |                   |
|    | b | Cerotto non sterile in rocchetto in silicone per cuti fragili, larghezza circa 5cm x lunghezza 1,5-5mt                     | Metro     | Confezionato singolarmente           |                   |
| 43 | a | Cerotto di fissaggio nasale per tubi e sondini, adulti, non sterile  | Cerotto   | Confezionato singolarmente           | Massimo 100 pezzi |
|    | b | Cerotto di fissaggio nasale per tubi e sondini, pediatrico, non sterile  | Cerotto   | Confezionato singolarmente           | Massimo 100 pezzi |
| 44 |   | Cerotto sterile per piccole ferite, 19x72 mm   | Cerotto   | Confezionato singolarmente           | Massimo 100 pezzi |
| 45 | a | Cerotto sterile per sutura cutanea, circa 3,5 x75 mm circa   | Cerotto   | buste max 8 strisce                  | Massimo 50 pezzi  |
|    | b | Cerotto sterile per sutura cutanea, 6x38 mm circa  | Cerotto   | buste max 8 strisce                  | Massimo 50 pezzi  |
|    | c | Cerotto sterile per sutura cutanea, 6x75 mm circa  | Cerotto   | buste max 6 strisce                  | Massimo 50 pezzi  |
|    | d | Cerotto sterile per sutura cutanea, 6x100 mm circa   | Cerotto   | buste max 10 strisce                 | Massimo 50 pezzi  |
|    | e | Cerotto sterile per sutura cutanea, 12x100 mm circa  | Cerotto   | buste max 8 strisce                  | Massimo 50 pezzi  |
| 46 | a | Cerotto in TNT aerato estendibile in rotolo non sterile, 5 cm x 10 mt  | Rotolo    | incarto singolo in scatola           |                   |
|    | b | Cerotto in TNT aerato estendibile in rotolo non sterile, 10 cm x 10 mt   | Rotolo    | incarto singolo in scatola           |                   |
|    | c | Cerotto in TNT aerato estendibile in rotolo non sterile, 15 cm x 10 mt   | Rotolo    | incarto singolo in scatola           |                   |
|    | d | Cerotto in TNT aerato estendibile in rotolo non sterile, 20 cm x 10 mt   | Rotolo    | incarto singolo in scatola           |                   |
| 47 |   | Benda premifistola con cerotto sterile 4-8 cm x min 45 cm  | Pezzo     | Confezionato singolarmente           | Massimo 500 pezzi |
| 48 |   | Soluzione per rimozione cerotti non sterile  | ml        | Flacone da max 350 ml                |                   |