

APPENDICE 1) - TABELLE PRODOTTI

Rif.	LOTTO 1 AUSILI CONSEGNA PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI E A DOMICILIO DELL'UTENTE – CODICE ISO o REGIONALE	FABB.ANNUO
1	PANNOLONE MUTANDINA GRANDE 09.30.04.003	11.688.825
2	PANNOLONE MUTANDINA MEDIO 09.30.04.006	505.124
3	PANNOLONE MUTANDINA PICCOLO 09.30.04.009	325.276
4	PANNOLONE SAGOMATO GRANDE 09.30.04.012	5.954.419
5	PANNOLONE SAGOMATO MEDIO 09.30.04.015	3.506.924
6	PANNOLONE SAGOMATO PICCOLO 09.30.04.018	1.261.984
7	PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA 09.30.04.021	1.599.155
8	PANNOLONE RETTANGOLARE SENZA BARRIERA 09.30.04.021	860.665
9	PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA DONNA PICCOLO 09.30.04.044	900.491
10	PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA DONNA MEDIO 09.30.04.046	1.181.117
11	PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA DONNA GRANDE 09.30.04.048	2.147.553
12	PANNOLINO PER INCONTINENZA LEGGERA UOMO LEVEL 1 PICCOLO INCONTINENZA 09.30.04.050	53.954
13	PANNOLINO PER INCONTINENZA LEGGERA UOMO LEVEL 2 MEDIA INCONTINENZA 09.30.04.052	341.020
14	PANNOLINO MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE MIS. MEDIA 09.30.04.056	142.183
15	PANNOLINO MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE MIS. GRANDE 09.30.04.058	240.827
16	PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA MISURA PICCOLA 09.30.04.043	349.586
17	PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA MISURA MEDIA 09.30.04.040	1.613.618
18	PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA MISURA GRANDE 09.30.04.042	1.422.072
19	MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE MISURA PICCOLA 09.30.04.034	187.083

20	MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE MISURA MEDIA 09.30.04.036	708.516
21	MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE MISURA GRANDE 09.30.04.038	1.137.178
22	TRAVERSA 80X180 18.12.15.003	3.523.306
23	TRAVERSA 60X90 18.12.15.006	2.895.508
24	TRAVERSA ASSORBENTE MIS. 40X60 18.12.15.006	388.016
25	MUTANDINA ELASTICA MISURA GRANDE 09.30.09.003	114.206
26	MUTANDINA ELASTICA MISURA MEDIA 09.30.09.006	81.825
27	MUTANDINA ELASTICA MISURA PICCOLA 09.30.09.009	5.635

Rif.	LOTTO 2 AUSILI PER ADULTI CONSEGNA PRESSO PRESIDI OSPEDALIERI – CODICE ISO o REGIONALE	FABB.ANNUO
1	PANNOLONE MUTANDINA GRANDE 09.30.04.003	5.921.886
2	PANNOLONE MUTANDINA MEDIO 09.30.04.006	1.911.132
3	PANNOLONE MUTANDINA PICCOLO 09.30.04.009	64.104
4	PANNOLONE SAGOMATO GRANDE 09.30.04.012	680.527
5	PANNOLONE SAGOMATO MEDIO 09.30.04.015	601.459
6	PANNOLONE SAGOMATO PICCOLO 09.30.04.018	205.044
7	PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA 09.30.04.021	641.904
8	PANNOLONE RETTANGOLARE SENZA BARRIERA 09.30.04.021	40.716
9	PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA DONNA PICCOLO 09.30.04.044	168.887

10	PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA DONNA MEDIO 09.30.04.046	185.220
11	PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA DONNA GRANDE 09.30.04.048	697.248
12	PANNOLINO PER INCONTINENZA LEGGERA UOMO LEVEL 1 PICCOLO INCONTINENZA 09.30.04.050	1.066
13	PANNOLINO PER INCONTINENZA LEGGERA UOMO LEVEL 2 MEDIA INCONTINENZA 09.30.04.052	48.768
14	PANNOLINO MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE MIS. MEDIA 09.30.04.056	78.612
15	PANNOLINO MUTANDINA PER INCONTINENZA GRAVE MIS. GRANDE 09.30.04.058	204.408
16	PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA MISURA PICCOLA 09.30.04.043	58.765
17	PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA MISURA MEDIA 09.30.04.040	278.220
18	PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA MISURA GRANDE 09.30.04.042	257.863
19	MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE MISURA PICCOLA 09.30.04.034	748
20	MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE MISURA MEDIA 09.30.04.036	1.478
21	MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE MISURA GRANDE 09.30.04.038	2.890
22	TRAVERSA 80X180 18.12.15.003	1.400.298
23	TRAVERSA 60X90 18.12.15.006	4.856.496
24	TRAVERSA ASSORBENTE MIS. 40X60 18.12.15.006	2.556.780
25	MUTANDINA ELASTICA MISURA GRANDE 09.30.09.003	385.531
26	MUTANDINA ELASTICA MISURA MEDIA 09.30.09.006	32.866
27	MUTANDINA ELASTICA MISURA PICCOLA 09.30.09.009	475

Rif.	LOTTO 3 AUSILI PER USO PEDIATRICO CONSEGNA PRESSO PRESIDI OSPEDALIERI - CODICE ISO	FABB. ANNUO
1	PANNOLINO MUTANDINA BAMBINI FORMATO 500g – 2,5 R.09.30.04.009	131.606
2	PANNOLINO MUTANDINA BAMBINI FORMATO 3-6 KG R.09.30.04.009	695.851
3	PANNOLINO MUTANDINA BAMBINI FORMATO 4-9 KG R.09.30.04.009	107.203
4	PANNOLINO MUTANDINA BAMBINI FORMATO 7-18 KG R.09.30.04.009	100.570
5	PANNOLINO MUTANDINA BAMBINI FORMATO 11-25 KG R.09.30.04.009	25.440
6	PANNOLINO MUTANDINA BAMBINI FORMATO 15-30 KG R.09.30.04.009	12.614

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Rif. 1-2-3-14-15

Pannolone mutandina in versione giorno e notte: ausilio assorbente sagomato anatomico con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (adesivi laterali riposizionabili da chiudersi in zona addominale).

Formato grande: per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm

Formato medio: per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm

Formato piccolo: per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm

L'ausilio deve essere composto da:

- supporto di materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare, una mutandina
- rivestimento interno in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la cute
- tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, di forma sagomata e di spessore maggiore nella parte centrale
- polimeri, superassorbenti
- plastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore vestibilità e tenuta
- adesivi facilmente riposizionabili
- indicatore di cambio

Rif. 4 – 5 – 6

Pannolone sagomato, ausilio assorbente sagomato anatomico con barriera ai liquidi. indossabile tramite l'ausilio di mutandina a rete riutilizzabile.

In formato grande, medio e piccolo.

L'ausilio deve essere composto da:

- supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata con riferimenti di colore diverso per identificare le diverse assorbenze

- rivestimento interno in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la cute
- materassino assorbente in fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale
- polimeri superassorbenti
- sistemi di fili elastici, barriere o altro per assicurare una maggiore vestibilità e tenuta
- indicatore di cambio

Rif. 7- 8

Pannolone rettangolare, tipo monouso, misura unica.

L'ausilio è composto da:

- un supporto di materiale impermeabile avente la funzione di barriera isolante
 - un telino in TNT ipoallergenico sul lato a contatto con la pelle o in entrambi i lati
 - all'interno deve presentare un fluff di pura cellulosa rivestito di ovatta di cellulosa idoneo a garantire l'assorbenza.
- a) con barriera: ausilio assorbente rettangolare con barriera a liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati.
- b) senza barriera: ausilio assorbente rettangolare senza barriera a liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati , con o senza un velo adesivo esterno per il fissaggio alla biancheria intima

Rif. 16 – 17 -18

Pannolone a mutandina con fissaggio a cintura, ausilio assorbente costituito da materassino assorbente fisioanatomico con cintura di fissaggio integrata. Una volta posizionato e chiuso con apposite fascette di fissaggio si presenta come una mutandina a ridotta invasività cutanea. Altre caratteristiche:

- supporto di materiale esterno impermeabile ai liquidi, preferibilmente traspirante
- rivestimento interno in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la cute
- tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, di forma sagomata e di spessore maggiore nella parte centrale
- polimeri superassorbenti
- elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore vestibilità e tenuta
- cintura di fissaggio resistente. Ma anche morbida e delicata sulla cute, preferibilmente traspirante
- fascette per il fissaggio facilmente riposizionabili
- Indicatore di cambio

Rif 19 – 20 – 21

Mutandina assorbente per incontinenza medio/grave (“Pull-up”) per soggetti autonomi o parzialmente autonomi con incontinenza da moderata a molto grave. Ausilio assorbente elasticizzato, confezionato a guisa di mutandina senza necessità di chiusura tramite adesivi, tale da poter essere indossato e gestito come normale biancheria intima alzandolo ed abbassandolo più volte. Altre caratteristiche:

- supporto di materiale esterno in TNT impermeabile ai liquidi, elasticizzato, preferibilmente traspirante
- rivestimento interno del materassino assorbente in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la cute
- materassino assorbente in fluff di pura cellulosa, di forma sagomata e di spessore maggiore nella parte centrale
- polimeri superassorbenti
- elastici ai bordi inguinali ed in vita per assicurare una maggiore vestibilità e tenuta

Rif. 25 – 26 -27

Mutanda a rete elasticizzata riutilizzabile: indumento confezionato a guisa di mutandine in formato grande, medio e piccolo, idoneo ad essere indossato in combinazione con il pannolone sagomato, deve essere:

- in morbido tessuto elastico ipoallergenico aderente al corpo
- lavorazione atta ad evitare segni sulla cute
- composto da fibre resistenti ai lavaggi anche in ambiente domestico e di rapida asciugatura
- di immediata identificazione a seconda della taglia

Rif. 9 – 10 – 11

Pannolini sagomati per incontinenza leggera femminile: ausili sagomati di piccole dimensioni, nei tre livelli di assorbenza Normale, Extra e Super. Prodotti assorbenti sagomati con barriera ai liquidi, di forma fisiologica, dotati di fascetta adesiva esterna per l'ancoraggio alla biancheria intima dell'utilizzatrice.

Rif. 12- 13

Pannolino sagomato per incontinenza leggera maschile: ausilio sagomato di piccole dimensioni funzionali alle esigenze di piccola incontinenza e alle caratteristiche fisiologiche maschili, dotati di fascetta adesiva esterna per l'ancoraggio alla biancheria intima dell'utilizzatore.

Rif. 22- 23- 24

Traverse assorbenti monouso: ausili assorbenti non indossabili con barriera ai liquidi per la protezione del letto.

L'ausilio deve avere le seguenti caratteristiche.

- rivestimento esterno di materiale impermeabile
- tampone assorbente in fluff di pura cellulosa
- rivestimento interno in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore
- nel formato 80 x 180 rimboccabile, il rivestimento esterno deve proseguire ai lati del tampone assorbente costituendo due ali per la rimboccabilità sotto il materasso del letto

Pannolini a mutandina per bambino, in più taglie: 0,5 – 2,5 kg - 3/6 Kg. – 4/9 Kg. – 7/18 Kg. – 11/25 Kg. – 15/30 Kg. (preferibilmente con indicazione sulla busta dei Kg. di peso dell'utilizzatore o altro criterio univoco di individuazione della taglia fisica). Ausilio assorbente anatomico ed elasticizzato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (adesivi laterali riposizionabili da chiudersi in zona addominale). Deve essere composto da:

- Supporto di materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina
- Rivestimento interno in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la cute
- Materassino assorbente in fluff di pura cellulosa, con polimeri superassorbenti che deve garantire l'assorbimento del bagnato ed impedire il ritorno in superficie dell'umidità
- Adesivi facilmente riposizionabili