



**MOVI® spa**  
attrezzature biomediche  
Via Dione Cassio, 15  
20138 MILANO

Tel. 02 509051  
Fax 02 5061048  
www.movigroup.com

R.E.A. 1477333  
Capitale € 7.072.000 i.v.  
C.F./P. IVA: IT 11575580151

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della MOVI LEMAR S.p.A. - Milano



LOTTO 25

## CATETERI

### Accessori per anestesia loco regionale

<b>Indicazioni generali</b>	Catetere per anestesia-analgesia continua epidurale e subaracnoidea.
<b>Caratteristiche</b>	Cateteri in poliammide a punta chiusa o aperta, con o senza mandrino da 19 e 20G e da 40 e 90cm
<b>Specifiche Tecniche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cateteri in poliammide con estremità distale chiusa ed arrotondata, 3 fori laterali presso l'estremità distale, oppure a punta aperta, con e senza mandrino.</li><li>- Cono guida per l'introduzione.</li><li>- Linea radiopaca per tutta la lunghezza del catetere.</li><li>- Tacche di profondità in inchiostro atossico stampate sul catetere ogni centimetro dai 5 ai 15 ed ai 20cm.</li><li>- Tempo di permanenza previsto: 20-30 giorni</li><li>- <b>LATEX FREE</b></li><li>- Materiali atossici.</li></ul>
<b>Sterilizzazione</b>	<b>Sterilizzato ad ossido di etilene</b> , apirogeno, monouso, in confezione singola. Residui di Oet: nei limiti previsti dalla circolare Min.San. N.56 del 22.06.1983
<b>Conservazione</b>	Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dai raggi solari diretti
<b>Data di scadenza</b>	Data di scadenza: 5 anni dalla data del lotto di produzione stampata sulla confezione. Stabilità nel tempo del prodotto, nei limiti della validità indicata sulla confezione
<b>Confezionamento</b>	Confezionato singolarmente ed inserito in scatole da: 10 pezzi per singola misura
<b>Classe di appartenenza</b>	Classe III
<b>Normative</b>	Marchio CE 0124 Codice CND:N020101
<b>Fabbricante</b>	PAJUNK GmbH Medizintechnologie Karl-Hall-Platz 1D-78187 Geisingen
<b>Distributore</b>	MOVI S.p.A. - Via Dione Cassio, 15 - 20138 MILANO Tel. 02 50905.1 - Fax 02 50905247 e-mail: infodb@movigroup.com      sito internet: www. movigroup.com

<b>Gamma Prodotto</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Misura</b>
<b>Catetere punta chiusa</b>	X021151-37A	CATETERE PA NO MAND.	19GX90CM
<b>senza mandrino</b>	X021151-37C	CATETERE PA NO MAND.	20GX90CM
<b>Catetere punta chiusa</b>	001151-37C	CATETERE PA + MANDRIN.	20GX90CM/M
<b>con mandrino</b>	001151-37A	CATETERE PA + MANDRIN.	19GX90CM/M
	001151-37D	CATETERE PA + MANDRIN.	23GX90CM/M
<b>Catetere punta aperta</b>	031151-37A	CATETERE PA OT NO MAND.	19GX90CM OT
<b>senza mandrino</b>	031151-37C	CATETERE PA OT NO MAND.	20GX90CM OT
<b>Catetere punta aperta</b>	011151-37C	CATETERE PA OT+ MANDRIN.	20GX90CM/M OT
<b>con mandrino</b>	011151-37A	CATETERE PA OT+ MANDRIN.	19GX90CM/M OT
	001151-37L	CATETERE PA OT+ MANDRIN.	23GX90CM/M OT
<b>Catetere armato punta</b>	041151-37A	CATETERE PA ARM. NO MANDR.	19GX90CM
<b>aperta senza mandrino</b>	041151-37D	CATETERE PA ARM. NO MANDR.	20GX90CM

*Handwritten signatures and initials*



**MOVI® spa**  
attrezzature biomediche  
Via Dione Cassio, 15  
20138 MILANO

Tel. 02 509051  
Fax 02 5061048  
www.movigroup.com

R.E.A. 1477333  
Capitale € 7.072.000 i.v.  
C.F./P. IVA: IT 11575580151

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della MOVI LEMAR S.p.A. - Milano



lotto 25

## TUOHY

### Ago per Anestesia Peridurale

#### Indicazioni generali

Pajunk propone per questa tecnica conosciuta ed affermata una gamma di prodotti altamente competitiva utilizzando materiali d'elevata qualità.  
Da utilizzare per procedure di anestesia ed analgesia peridurale.

#### Caratteristiche

##### Qualità costruttive e di rifinitura

Particolare attenzione è riposta in tutte le varie fasi della costruzione sino alla pulizia per un prodotto privo di residui di lavorazione, frustoli metallici, a garanzia di una maggiore sicurezza d'uso.

La massima scorrevolezza dei fluidi è ottenuta **con una migliore lappatura, levigatura** che garantisce un maggiore livello di pulizia intrinseca (qualità ottenuta nel processo di pulizia a metodi combinati).

Il risultato è un prodotto di elevato standard qualitativo di alta affidabilità di ripetibile e certa qualità per tutta la gamma di prodotto.

Inoltre nella gamma degli aghi di Tuohy è stato aggiunto il modello ad altissima ecogenicità, dotato di speciali riflettori "Cornerstone" che consentono visualizzazione dell'ago durante ecografia indipendentemente dall'angolo di incidenza del fascio di ultrasuoni e con risultati di massima visibilità.

#### Specifiche Tecniche

- Ago di Tuohy in acciaio di elevata qualità con punta a classica curvatura di Tuohy, che consente una facile penetrazione della cute minimizzando il rischio di puntura accidentale della dura madre.
- L'ago è dotato di tacche di profondità.
- Nella versione Sono l'ago è dotato di speciali riflettori "Cornerstone", localizzati all'estremità distale dell'ago; la punta dell'ago può essere sempre identificata chiaramente: la presenza di due sezioni zigrinate delimitate da marcatori, lunghe 10 mm ciascuna consentono una riflessione ottimale delle onde ultrasonore.
- Materiali: acciaio inox v2a-14301/poliammide/ trogamide t, LATEX FREE
- Mandrino in materiale plastico o in acciaio.
- Impugnatura corrugata semitrasparente con alette di tenuta.
- Materiali atossici.

**Sterilizzazione** **Sterilizzato ad ossido di etilene**, apirogeno, monouso, in confezione singola.  
Residui di Oet: nei limiti previsti dalla circolare Min.San. N.56 del 22.06.1983

**Conservazione** Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dai raggi solari diretti

**Data di scadenza** Data di scadenza: 5 anni dalla data del lotto di produzione stampata sulla confezione.  
Stabilità nel tempo del prodotto, nei limiti della validità indicata sulla confezione

**Confezionamento** Confezionato singolarmente ed inserito in scatole da:  
10 o 25 pezzi per singola misura

**Classe di appartenenza** Classe III

**Normative** Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/EEC. Marchio CE 0124

**Fabbricante** PAJUNK GmbH  
Medizintechnologie  
Karl-Hall-Str.1  
D-78187 Geisingen

**Distributore** MOVI S.p.A. - Via Dione Cassio, 15 - 20138 MILANO  
Tel. 02 50905.1 - Fax 02 50905247  
e-mail: info.db@movigroup.com      sito internet: www.movigroup.com

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



**MOVI® spa**  
**attrezzature biomediche**  
Via Dione Cassio, 15  
20138 MILANO

Tel. 02 509051  
Fax 02 5061048  
www.movigroup.com

R.E.A. 1477333  
Capitale € 7.072.000 i.v.  
C.F./P. IVA: IT 11575580151



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della MOVI LEMAR S.p.A. - Milano

<b>Gamma Prodotto</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Misura</b>	<b>Confezione</b>
Misure dell'ago di Tuohy <b>Mandrino in acciaio</b>	1150-4F090	Ago peridurale di Tuohy	21G X 90MM	25
	1150-4I050	Ago peridurale di Tuohy	19G X 50MM	25
	1150-4I080	Ago peridurale di Tuohy	19G X 80MM	25
	1150-4I090	Ago peridurale di Tuohy	19G X 90MM	25
	1150-4K050	Ago peridurale di Tuohy	18G X 50MM	25
	1150-4K080	Ago peridurale di Tuohy	18G X 80MM	25
	1150-4K090	Ago peridurale di Tuohy	18G X 90MM	25
	1150-4K120	Ago peridurale di Tuohy	18G X 120MM	10
	1150-4K150	Ago peridurale di Tuohy	18G X 150MM	10
	1150-4M080	Ago peridurale di Tuohy	17G X 80MM	25
	1150-4M090	Ago peridurale di Tuohy	17G X 90MM	25
	1150-4M120	Ago peridurale di Tuohy	17G X 120MM	10
	1150-4M150	Ago peridurale di Tuohy	17G X 150MM	10
	1150-4O080	Ago peridurale di Tuohy	16G X 80MM	25
	1150-4O090	Ago peridurale di Tuohy	16G X 90MM	25
	1150-4O120	Ago peridurale di Tuohy	16G X 120MM	10
Misure dell'ago di Tuohy <b>Mandrino in acciaio</b> <b>Alta ecogenicità</b>	1085-4K090	Ago perid. di Tuohy Sono	18G X 90 MM	25
	1085-4M090	Ago perid. di Tuohy Sono	17G X 90 MM	25
Misure dell'ago di Tuohy <b>Mandrino in Plastica</b>	Codice	Descrizione	Misura	Confezione
	1150-6I091	Ago peridurale di Tuohy	19G X 90MM	25
	1150-6I081	Ago peridurale di Thouy	19G X 80 MM	25
	1150-6K081	Ago peridurale di Tuohy	18G X 80MM	25
	1150-6K091	Ago peridurale di Tuohy	18G X 90MM	25
	1150-6M091	Ago peridurale di Tuohy	17G X 90MM	25
	1150-6M081	Ago peridurale di Tuohy	17G X 90MM	25
	1150-6O091	Ago peridurale di Tuohy	16G X 90MM	25
	1150-6O081	Ago peridurale di Tuohy	16G X 80MM	25

#### Foto Prodotto



**Illustrazioni** il modello raffigurato sul depliant è unicamente quello base.  
Altri modelli elencati possono non avere raffigurazione, essendo unicamente modifiche del modello base.

**Referenze bibliografiche** Disponibili su richiesta