

ChloraPrep®

ChloraPrep® con Colorante 2% p/v / 70% v/v

Soluzione cutanea

Clorexidina gluconato 20mg/ml /

Alcool isopropilico 0,70 ml/ml

10,5 ml APPLICATORE

Arancione

Uso cutaneo.

Contiene anche acqua depurata, giallo tramonto (E110)

Esclusivamente per uso esterno, monouso. Non

usare su cute lacerata o ferite. Tenere fuori dalla

portata e dalla vista dei bambini.

Inflammabile. Non usare in procedure di

elettrocauterizzazione prima che la soluzione sia asciutta.

Non conservare a temperatura superiore ai 25° C. Conservare

la chiusura non sia danneggiata. Evitare l'esposizione del

contenitore e del relativo contenuto a fiamme libere durante

l'uso. l'immagazzinamento e lo smaltimento.

I prodotti inutilizzati e i rifiuti devono essere smaltiti in

conformità alle direttive locali.

Indicazioni: leggere il foglio illustrativo per ulteriori

informazioni. Togliere l'involucro dall'applicatore. Tenere

la spugna rivolta verso il basso. Premere delicatamente

le alette per rompere la falda. Per impregnare la spugna

premerla sull'area da trattare con un movimento

avanti-indietro per 30 secondi. Lasciare asciugare. Area

massima di copertura: 25 cm x 30 cm. Per qualsiasi tipo

di informazione su questo prodotto medicinale contattare

il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Forma farmaceutica: Soluzione cutanea.

Soluzione arancione.

Medicinale di automedicazione.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in

commercio:

CAREFUSION U.K. 244 LTD.

THE CRESCENT, JAYS CLOSE

BASINGSTOKE, HAMPSHIRE RG22 4BS

REGNO UNITO

AIC n.: 040409031/M



STERILE



Non riutilizzare

INFIAMMABILE

ChloraPrep® è un marchio registrato di Carefusion,

Leawood, KS 66211, USA

Progetto grafico n. 6-786019
B101812 • Prodotto negli USA

662700 0772035

2