


Auto-PurseString (APS)

Suturatrice automatica monouso per confezionamento di Borse di Tabacco

Cod. APS 45, APS 65



SEDA S.p.A.
Divisione MDS



Indicazione d'uso

La suturatrice automatica per il confezionamento di Borse di Tabacco **APS TouchStone**, è un dispositivo chirurgico monouso che trova applicazione in interventi di chirurgia generale, intestinale, coloretale ed esofagea. La suturatrice automatica monouso **APS TouchStone** consente di collocare 0,8 m di filo circolare di sutura chirurgica non assorbibile in Nylon 2-0 ad alta resistenza tenuto in posizione da punti in acciaio chirurgico che si fissano a tutto spessore sulla struttura o organo trattato.

Caratteristiche della suturatrice automatica APS TouchStone

Il risultato è il confezionamento di una sutura a Borsa di Tabacco affidabile, tecnologia dei punti a tutto spessore brevettata, veloce, l'attivazione dello strumento avviene semplicemente attraverso la chiusura delle due ganasce ed il bloccaggio degli anelli di impugnatura, e sicura, si evita il passaggio di aghi in sedi anatomiche difficilmente accessibili. La suturatrice automatica monouso **APS TouchStone** è disponibile in due misure 45 e 65.







La suturatrice automatica **APS 45 TouchStone** ha ganasce da 45 mm di larghezza e contiene 9 punti in acciaio per ganascia, la suturatrice **APS 65 TouchStone** ha ganasce da 65 mm di larghezza e contiene 14 punti in acciaio per ganascia ed entrambi i modelli sono forniti di leva di sicurezza manuale per prevenire l'accidentale attivazione e di asta di regolazione laterale per una applicazione dei punti sicura e precisa. Le dimensioni dei punti metallici in acciaio inox sono le stesse per i due modelli e sono di 3,2 mm di corona per 2,6 mm di gamba e con altezza di chiusura a 1,8 mm. Le diverse misure dei due dispositivi, l'ergonomia delle impugnature e l'apertura delle ganasce tra loro fino a 3 cm, rendono questo tipo di strumento estremamente maneggevole e performante nella zone di difficile accesso come lo scavo pelvico o il soffitto addominale rendendo possibile la creazione di anastomosi termino terminali senza l'ausilio di suturatrici lineari. La suturatrice automatica monouso **APS TouchStone** è pensata per l'utilizzo in chirurgia aperta o tramite adeguata laparotomia di servizio.

La suturatrice automatica monouso **APS TouchStone** è sterilizzata con metodo di irradiazione ed è garantita sterile, nelle opportune condizioni di conservazione, per un massimo di tre anni dalla data di prima sterilizzazione. La suturatrice automatica monouso **APS TouchStone** è un dispositivo medico in classe II a ed è completamente Latex Free.

Informazioni per gli ordini

Codice	Lunghezza strumento [mm]	Larghezza cartuccia [mm]	Numero dei punti	Aspetto
APS 45	310	47	18	
APS 65	256	67	28	

Specifiche tecniche

Suturatrice automatica monouso per Borsa di Tabacco APS TouchStone		
Descrizione	APS 45	APS 65
Lunghezza strumento [mm]	310	256
Materiale componente	Poliammide (Nylon)	
Larghezza caricatore punti metallici [mm]	47	67
Materiale caricatore	Policarbonato	
Numero di punti metallici	18	28
Materiale dei punti metallici	Acciaio chirurgico 316LVM	
Larghezza Corona punto metallico [mm]	3,2 	3,2 
Altezza punto metallico aperto [mm]	2,6 	2,6 
Altezza punto metallico chiuso [mm]	1,8 	1,8 
Materiale filo sutura	Nylon 2-0 ad alta resistenza	
Lunghezza filo di sutura [mm]	800	800
Metodo di sterilizzazione	Irradiazione a raggi Gamma	
Validità sterilizzazione	Tre anni dalla data di prima sterilizzazione	
Garanzia estensione validità SEDA Spa	Due anni	
Confezionamento	Singolo	

Brevetti

La suturatrice automatica per Borsa di Tabacco **APS** della TouchStone è coperta dai seguenti brevetti internazionali:

200710022946.8; 200710024760.6; 200710024759.3; 200710024758.9; 200710024704.2;
200710024706.1; 200710024705.7; 200710190986.3; 200710190991.4; 200710190993.3;
200710190992.9; 200710191949.4; 200710191955.X

Ulteriori informazioni

La suturatrice automatica per Borsa di Tabacco **APS** della TouchStone è registrata presso la Food and Drug Administration statunitense col numero: **3007222388**

Normativa e Certificazione

Classe II a

Produttore: TouchStone International Medical Science Co., Ltd.

Mandatario EU: Shanghai International Holding Corp., GmbH

Iscrizione Repertorio

CND: H02020203

Nr. DM: 84538/R



SEDA S.p.A.



SEDA S.p.A.
Via Tolstoi, 7
20090 - Trezzano S/N (Mi).
Tel +39.02.484241
Fax +39.02.48424290
www.seda-spa.it
certificazione UNI EN ISO 9001:2008

Seda S.p.A.
Un Procuratore
Patrizia Cedrati