

SCHEMA TECNICA  
Pannolone Sagomato  
*PANNOLONE SAGOMATO ID EXPERT FORM SUPER TG GRANDE*



<b>Denominazione commerciale</b>	Pannolone sagomato ID Expert Form Super tg Grande
<b>Codice completo articolo</b>	5310375210
<b>Codice ISO</b>	R 09.30.04.012
<b>Codice NTN</b>	101.21.17
<b>Codice Ean</b>	5414874002339
<b>Codice CND</b>	T04010102
<b>fabbricante</b>	Ontex BVBA - Belgio
<b>Marcatura CE</b>	Presente



**PRODOTTO RISPONDENTE AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42.  
DI DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO CLASSE I<sup>a</sup>**

**DESCRIZIONE:**

Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati, (NORMA iso 9949-3:1,12,12).

**INDICAZIONI D'USO:**

Il Pannolone sagomato ID Expert Form Super tg Grande, è consigliato per persone deambulanti e non, soggette a incontinenza urinaria o fecale **gravissima**.

**→ COMPOSIZIONE:**

- **corpo centrale assorbente:** fluff in pura cellulosa a fibra lunga, favorisce la migliore diffusione dei liquidi. Non trattata con additivi chimici, né resine, né collanti tossici
- **polimeri superassorbenti:** granuli di poliacrilato, maggiormente concentrati nella parte centrale del corpo assorbente
- **acquisition layer:** tessuto filtrante che favorisce la diffusione dei liquidi e riduce il ritorno di umidità
- **strato a contatto con la pelle:** tessuto non tessuto (polipropilene) ipoallergenico.
- **rivestimento esterno:** morbido TESSUTO NON TESSUTO, antifriscio, per una migliore garanzia di benessere e comfort del paziente.
- **elastici longitudinali:** 3+3 morbidi fili elastici di Lycra posti ai bordi longitudinali (giro coscia), per migliorare la vestibilità. 1+1 fili elastici di Lycra per sostenere le barriere laterali.
- **barriere antifuoriuscite:** in morbido tessuto non tessuto idrofobo a tre livelli di protezione
- **indicatore di cambio:** rilevatore di umidità sul rivestimento esterno del prodotto.
- **latex free:** tutti i prodotti sono latex free
- **imballaggio primario:** in confezione compact, con apertura facilitata ed identificazione del lotto di produzione.
- **imballaggio secondario:** imballo esterno rispondente ai requisiti della privacy.
- **resine, collanti, agenti chimici nel materassino:** assenti

SCHEMA TECNICA  
Pannolone Sagomato  
*PANNOLONE SAGOMATO ID EXPERT FORM SUPER TG GRANDE*

**Specifiche tecniche**

**Prodotto**

Lunghezza totale	mm	740 ± 10
Larghezza totale	mm	370 ± 10

**Confezionamento**

pezzi per confezione	n°	21
quantità sacchetti per imballo	n°	4

I valori di riferimento indicati, determinati statisticamente con una rappresentatività del 68,25% del lotto di produzione, sono soggetti alla "tolleranza" conseguente ai sistemi di produzione ed alle metodologie di valutazione utilizzate.

