

DIEMME	SCHEDA TECNICA	COD. TSPPKxxxx – TSPQxxxx – TSPAK2690 Pag. 1/1 Rev. 3 del 27.06.2016
--------	----------------	--

denominazione del prodotto: **QUINCKE BEVEL AND PENCIL POINT SPINAL NEEDLE**

codici identificazione prodotto: Aghi spinali per anestesia loco-regionale punta Quincke, a Matita e Atraumatica

caratteristiche del prodotto: Ago spinale per anestesia loco-regionale

Disponibili con o senza introduttore (K)

- Punta Quinke – codice SPQ (o SPQK) da 18G a 29G
- Punta chiusa a matita – codice SPP (o SPPK) da 22G a 29G
- Punta Atraumatica – codice SPA (o SPAK) –25G e 26G
- Tutti con mandrino in acciaio con codice colore e con cono traslucido.
- Copri ago in materiale plastico

produttore: **TMT TIBBI MEDIKAL MALZEME SAN. TIC. LTD. STI**  
**Faith Mah. 1188 Sok. No: 14, Sarnic – Gaziemir /Izmir (35414) - TURKEY**

**INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO**

Materiale: - materiale monouso, sterile  
-ago e mandrino in acciaio INOX 100% AISI 304  
-HUB dell'ago in policarbonato trasparente  
-HUB del mandrino in ABS  
- Non contiene lattice e ftalati.

Sterilizzazione: Materiale monouso, sterile, Ossido di Etilene Validità 5 anni.

Confezione: Singola, carta medicale e scatola di cartone da 25pz.  
Ogni singolo prodotto è contraddistinto da un numero di lotto che identifica la data di produzione.

Stabilità nel tempo: Non è richiesta particolare attenzione per lo stoccaggio dei prodotti; basta lasciare il materiale in locali con temperatura ed umidità ambiente. Per la protezione da fonti luminose è sufficiente conservare il prodotto nella sua confezione originale (busta carta medicale e scatola di cartone).


Destinazione d' uso: Anestesia Loco-Regionale – Punture lombari diagnostiche e mielografia

MARCHIO "CE": Dispositivo medico con marchio "CE". Classe di appartenenza : III

CODICE CND: A01030101

Repertorio 520340

**DIEMME Dispositivi Medici srl**  
Via Pellizza da Volpedo n 109  
20085 LOCATE TRIULZI (MI)  
Tel. 02/9077553 - Fax 02/9077405



DIEMME	SCHEDA TECNICA	COD. TSPPKxxxx – TSPQxxxx – TSPAK2690 Pag. 1/1 Rev. 3 del 27.06.2016
--------	----------------	--

CODICE	GAUGE	CANNULA Ø	LUNGHEZZA mm.	PUNTA AGO	CODICE COLORE	CONF. DA PZ.
TSPQ1875	18	1,27 mm	75	QUINCKE	ROSA	25
TSPQ1890	18	1,27 mm	90	QUINCKE	ROSA	25
TSPQ1990	19	1,07 mm	90	QUINCKE	AVORIO	25
TSPQ2075	20	0,91 mm	75	QUINCKE	GIALLO	25
TSPQ2090	20	0,91 mm	90	QUINCKE	GIALLO	25
TSPQ2190	21	0,82 mm	90	QUINCKE	VERDE	25
TSPQ2240	22	0,72 mm	40	QUINCKE	NERO	25
TSPQ2275	22	0,72 mm	75	QUINCKE	NERO	25
TSPQ2290	22	0,72 mm	90	QUINCKE	NERO	25
TSPQ22120	22	0,72 mm	120	QUINCKE	NERO	25
TSPQ2390	23	0,64 mm	90	QUINCKE	AZZURRO	25
TSPQ2490	24	0,57 mm	90	QUINCKE	VIOLA	25
TSPQ2575	25*	0,51 mm	75	QUINCKE	ARANCIO	25
TSPQ2590	25*	0,51 mm	90	QUINCKE	ARANCIO	25
TSPQK2590	25	0,51 mm	90	QUINCKE	ARANCIO	25
TSPQK25103	25*	0,51 mm	103	QUINCKE	ARANCIO	25
TSPQK25120	25*	0,51 mm	120	QUINCKE	ARANCIO	25
TSPQ2690	26*	0,46 mm	90	QUINCKE	MARRONE	25
TSPQK2690	26	0,46 mm	90	QUINCKE	MARRONE	25
TSPQK26103	26	0,46 mm	103	QUINCKE	MARRONE	25
TSPQK26120	26*	0,46 mm	120	QUINCKE	MARRONE	25
TSPQ2790	27*	0,41 mm	90	QUINCKE	GRIGIO	25
TSPQK2790	27	0,41 mm	90	QUINCKE	GRIGIO	25
TSPQK27103	27*	0,41 mm	103	QUINCKE	GRIGIO	25
TSPQK27120	27*	0,41 mm	120	QUINCKE	GRIGIO	25
TSPQ2990	29	0,34 mm	90	QUINCKE	ROSSO	25
TSPQK2990	29	0,34 mm	90	QUINCKE	ROSSO	25
TSPQK29120	29	0,34 mm	120	QUINCKE	ROSSO	25
TSPK2290	22	0,72 mm	90	A MATITA	NERO	25
TSPPK2290	22	0,72 mm	90	A MATITA	NERO	25
TSPK2390	23	0,64 mm	90	A MATITA	AZZURRO	25
TSPK2590	25	0,51 mm	90	A MATITA	ARANCIO	25
TSPPK2590	25	0,51 mm	90	A MATITA	ARANCIO	25
TSPPK25103	25	0,51 mm	103	A MATITA	ARANCIO	25
TSPPK25120	25	0,51 mm	120	A MATITA	ARANCIO	25
TSPK2690	26	0,46 mm	90	A MATITA	MARRONE	25
TSPPK2690	26	0,46 mm	90	A MATITA	MARRONE	25
TSPPK26103	26	0,46 mm	103	A MATITA	MARRONE	25
TSPK2790	27	0,41 mm	90	A MATITA	GRIGIO	25
TSPPK2790	27	0,41 mm	90	A MATITA	GRIGIO	25
TSPPK27103	27	0,41 mm	103	A MATITA	GRIGIO	25
TSPPK27120	27	0,41 mm	120	A MATITA	GRIGIO	25
TSPK2990	29	0,34 mm	90	A MATITA	ROSSO	25
TSPPK2990	29	0,34 mm	90	A MATITA	ROSSO	25
TSPAK2590	25	0,51 mm	90	ATRAUMATICA	ARANCIO	25
TSPAK25100	25	0,51 mm	100	ATRAUMATICA	ARANCIO	25
TSPA2650	26	0,46 mm	50	ATRAUMATICA	MARRONE	25
TSPAK2688	26	0,46 mm	88	ATRAUMATICA	MARRONE	25
TSPAK26100	26	0,46 mm	100	ATRAUMATICA	MARRONE	25

Traduzione fedele all'originale (informazioni tecniche ricavate da documentazione originale del produttore in lingua inglese)

DIEMME Dispositivi Medici srl

Via Pellizza da Volpedo n. 109

20085 LOCATE TRIULZI (MI)

Tel. 02/9077553 - Fax 02/9077405