

LISTA NUMERI DI REPERTORIO E CND DEI DISPOSITIVI IN SCHEDA TECNICA

Configurazioni Baha 6 Max compatibili con Attract

TIPO CONFIG.	CODICE CONFIG. FORNITORE ^{A)}	CODICE FABBRICANTE	DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	QUANTITA' (NR CONF / PEZZI X CONFEZIONE)	REP. D.M. ^{B)}	CND
BAHA 6 MAX	BIAEU33	-	BAHA 6 MAX ATTRACT UNISET-BIONDO Baha 6 Max Configurazione Unilaterale biondo per Attract comprendente i seguenti codici:	1 imballo di spedizione	-Nota ^{B)}	-
		P1668389	Cochlear™ Baha® 6 Max Processore del suono Biondo	1x1	2074673/R	Y214599
		95771	Magnete SP 1	1x1	1247504/R	Y214599
		95772	Magnete SP 2	1x1	1247505/R	Y214599
		95773	Magnete SP 3	1x1	1247506/R	Y214599
		95774	Magnete SP 4	1x1	1247507/R	Y214599
		95775	Magnete SP 5	1x1	1247508/R	Y214599
		94125	Cochlear Baha Attract End user case	1x1	N.A. ²⁾	N.A.
		P1631530	CP1000 zaino	1x1	N.A. ²⁾	N.A.

TIPO CONFIG.	CODICE CONFIG. FORNITORE ^{A)}	CODICE FABBRICANTE	DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	QUANTITA' (NR CONF / PEZZI X CONFEZIONE)	REP. D.M. ^{B)}	CND
BAHA 6 MAX	BIAEU43	-	BAHA 6 MAX ATTRACT UNISET-RAME Baha 6 Max Configurazione Unilaterale rame per Attract comprendente i seguenti codici:	1 imballo di spedizione	-Nota ^{B)}	-
		P1668393	Cochlear™ Baha® 6 Max Processore del suono Rame	1x1	2074773/R	Y214599
		95771	Magnete SP 1	1x1	1247504/R	Y214599
		95772	Magnete SP 2	1x1	1247505/R	Y214599
		95773	Magnete SP 3	1x1	1247506/R	Y214599
		95774	Magnete SP 4	1x1	1247507/R	Y214599
		95775	Magnete SP 5	1x1	1247508/R	Y214599
		94125	Cochlear Baha Attract End user case	1x1	N.A. ²⁾	N.A.
		P1631530	CP1000 zaino	1x1	N.A. ²⁾	N.A.

TIPO CONFIG.	CODICE CONFIG. FORNITORE ^{A)}	CODICE FABBRICANTE	DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	QUANTITA' (NR CONF / PEZZI X CONFEZIONE)	REP. D.M. ^{B)}	CND
BAHA 6 MAX	BIAEU53	-	BAHA 6 MAX ATTRACT UNISET-	1 imballo di	-Nota ^{B)}	-

			MARRONE Baha 6 Max Configurazione Unilaterale marrone per Attract comprendente i seguenti codici:	spedizione		
		P1668392	Cochlear™ Baha® 6 Max Processore del suono Marrone	1x1	2074772/R	Y214599
		95771	Magnete SP 1	1x1	1247504/R	Y214599
		95772	Magnete SP 2	1x1	1247505/R	Y214599
		95773	Magnete SP 3	1x1	1247506/R	Y214599
		95774	Magnete SP 4	1x1	1247507/R	Y214599
		95775	Magnete SP 5	1x1	1247508/R	Y214599
		94125	Cochlear Baha Attract End user case	1x1	N.A. ²⁾	N.A.
		P1631530	CP1000 zaino	1x1	N.A. ²⁾	N.A.

TIPO CONFIG.	CODICE CONFIG. FORNITORE ^{A)}	CODICE FABBRICANTE	DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	QUANTITA' (NR CONF / PEZZI X CONFEZIO NE)	REP. D.M. ^{B)}	CND
BAHA 6 MAX	BIAEU61	-	BAHA 6 MAX ATTRACT UNISSET- NERO Baha 6 Max Configurazione Unilaterale nero per Attract comprendente i seguenti codici:	1 imballo di spedizione	-Nota ^{B)}	-
		P1668390	Cochlear™ Baha® 6 Max Processore del suono Nero	1x1	2074770/R	Y214599
		95771	Magnete SP 1	1x1	1247504/R	Y214599
		95772	Magnete SP 2	1x1	1247505/R	Y214599
		95773	Magnete SP 3	1x1	1247506/R	Y214599
		95774	Magnete SP 4	1x1	1247507/R	Y214599
		95775	Magnete SP 5	1x1	1247508/R	Y214599
		94125	Cochlear Baha Attract End user case	1x1	N.A. ²⁾	N.A.
		P1631530	CP1000 zaino	1x1	N.A. ²⁾	N.A.

TIPO CONFIG.	CODICE CONFIG. FORNITORE ^{A)}	CODICE FABBRICANTE	DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	QUANTITA' (NR CONF / PEZZI X CONFEZIO NE)	REP. D.M. ^{B)}	CND
BAHA 6 MAX	BIAEU74	-	BAHA 6 MAX ATTRACT UNISSET- ARGENTO Baha 6 Max Configurazione Unilaterale argento per Attract comprendente i seguenti codici:	1 imballo di spedizione	-Nota ^{B)}	-
		P1668391	Cochlear™ Baha® 6 Max Processore del suono Argento	1x1	2074771/R	Y214599
		95771	Magnete SP 1	1x1	1247504/R	Y214599
		95772	Magnete SP 2	1x1	1247505/R	Y214599
		95773	Magnete SP 3	1x1	1247506/R	Y214599
		95774	Magnete SP 4	1x1	1247507/R	Y214599
		95775	Magnete SP 5	1x1	1247508/R	Y214599

		94125	Cochlear Baha Attract End user case	1x1	N.A. ²⁾	N.A.
		P1631530	CP1000 zaino	1x1	N.A. ²⁾	N.A.

TIPO CONFIG.	CODICE CONFIG. FORNITORE ^{A)}	CODICE FABBRICANTE	DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	QUANTITA' (NR CONF / PEZZI X CONFEZIONE)	REP. D.M. ^{B)}	CND
BAHA 6 MAX	BIAEU81	-	BAHA 6 MAX ATTRACT UNISEMENTA Baha 6 Max Configurazione Unilaterale menta per Attract comprendente i seguenti codici::	1 imballo di spedizione	-Nota ^{B)}	-
		P1668394	Cochlear™ Baha® 6 Max Processore del suono Menta	1x1	2074774/R	Y214599
		95771	Magnete SP 1	1x1	1247504/R	Y214599
		95772	Magnete SP 2	1x1	1247505/R	Y214599
		95773	Magnete SP 3	1x1	1247506/R	Y214599
		95774	Magnete SP 4	1x1	1247507/R	Y214599
		95775	Magnete SP 5	1x1	1247508/R	Y214599
		94125	Cochlear Baha Attract End user case	1x1	N.A. ²⁾	N.A.
		P1631530	CP1000 zaino	1x1	N.A. ²⁾	N.A.

Legenda Note:

- A. Il codice fornitore varia a seconda dalla configurazione di vendita prescelta. Ciascuna configurazione di vendita prefissata contiene un raggruppamento di prodotti utilizzati secondo la propria destinazione d'uso nell'ambito della stesso trattamento terapeutico, i quali vengono spediti insieme all'interno di un imballo di spedizione per garantire che tutti i componenti necessari arrivino nello stesso momento pronti per l'attivazione. Il presente elenco mostra unicamente che, dove applicabile, i componenti della linea di prodotto Nucleus CP1000 inseriti in ciascuna configurazione prefissata sono registrati in banca dati repertorio.
- B. Il codice fornitore riporta in fattura il numero di repertorio relativo all'unità di elaborazione contenuta nella configurazione di vendita. Come descritto alla voce "Certificati e norme applicabili" all'interno della sezione "Caratteristiche tecniche e funzionali" tutto quanto non contrassegnato da una nota nella tabella soprastante è classificato come dispositivo medico in base alla direttiva CE 93/42/CEE sui dispositivi medici.
- 1) Parti di ricambio
 - 2) N.A. non recano il marchio CE in quanto non soddisfano la definizione di dispositivo medico o di accessorio come definite dalle direttive 93/42 MDD o 90/385 AIMDD