

Pampers Preemie Premature P2

Prodotto specifico per ospedali

RIFF.	LOTTO 4 - VOCE 4.0F Pannolino a mutandina per bambini
COD. ART.	2730518
COD. EAN	8001090472236
CODICE ISO DPCM	n.a.
CODICE CND	n.a.
N. REPERTORIO	n.a.
FORMATO	Prematuri (orientativamente da 0,5 a 1,5 kg)
SPECIFICHE TECNICHE	<p>Il prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è classificato come Dispositivo Medico, pertanto per esso non sono richiesti né la marcatura CE né l'iscrizione al RDM; • è conforme alla descrizione generale indicata per la specifica tipologia di prodotto nell'Allegato B) del Capitolato Tecnico; • è conforme ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti la tipologia di prodotto nonché le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio, vigenti all'atto dell'offerta o che venissero emanati nel corso della durata dell'Accordo; • è conforme, per quanto riguarda l'etichettatura ed il confezionamento, ai requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della fornitura, ed all'art. 6 del Capitolato Tecnico; • è corredato di tutte le informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro e per consentire di identificare il fabbricante/produttore. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso sono redatte in lingua italiana e rispettano le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per lo specifico prodotto.

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
UTILIZZATORI:	Prematuri di peso molto basso (da 0,5 a 1,5 kg. circa)

CARATTERISTICHE:	<p>Assorbenza a tutta lunghezza e uniforme disegno di prodotto senza fronte né retro.</p> <p>Sistema di chiusura estensibile, con fasce laterali allungabili per garantire vestibilità e protezione, ed etichette flessibili riposizionabili, sia dal fronte che dal retro, su tutta la superficie del pannolino, che rendono il pannolino indossabile qualunque sia la posizione del prematuro, facilitando il cambio e rispettandone le specifiche esigenze.</p> <p>Filtrante a fori larghi (ATS - Apertured Topsheet) che consente l'assorbimento anche delle feci liquide.</p> <p>Flessibili e delicate barriere laterali che avvolgono delicatamente le gambine del prematuro, proteggendolo dalle fuoriuscite.</p> <p>Materassino sagomato, più stretto nella parte centrale per consentire una migliore vestibilità, favorendo un corretto posizionamento dei fianchi e delle gambine e un migliore sviluppo della mobilità.</p> <p>Senza lattice.</p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene traspirante , ricoperto da un telino "tipo cotone" ancora più morbido e soffice.
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto a grandi fori
CONFEZIONE: (busta da)	32 pezzi
lunghezza (mm)	108
profondità (mm)	79
altezza (mm)	223
Volume della confezione (m ³)	0,002
IMBALLO: (cartone da)	8 buste
lunghezza (mm)	347
profondità (mm)	242
altezza (mm)	239
Volume del cartone (m ³)	0,02