

Pampers Progressi Mini

RIFF.	LOTTO 4 - VOCE 4.2 Pannolino a mutandina per bambini
COD. ART.	2730704
COD. EAN	8001480307049
CODICE ISO DPCM	n.a.
CODICE CND	n.a.
N. REPERTORIO	n.a.
FORMATO	3 - 6 kg circa
SPECIFICHE TECNICHE	<p>Il prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è classificato come Dispositivo Medico, pertanto per esso non sono richiesti né la marcatura CE né l'iscrizione al RDM; • è conforme alla descrizione generale indicata per la specifica tipologia di prodotto nell'Allegato B) del Capitolato Tecnico; • è conforme ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti la tipologia di prodotto nonché le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio, vigenti all'atto dell'offerta o che venissero emanati nel corso della durata dell'Accordo; • è conforme, per quanto riguarda l'etichettatura ed il confezionamento, ai requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della fornitura, ed all'art. 6 del Capitolato Tecnico; • è corredato di tutte le informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro e per consentire di identificare il fabbricante/produttore. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso sono redatte in lingua italiana e rispettano le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per lo specifico prodotto.

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti (sostanza gelificante) e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato* , privo di resine o altri agenti chimici.
UTILIZZATORI:	bambini di peso da 3 a 6 kg circa
CARATTERISTICHE:	<p>Tecnologia "Flex-Adapt": un materassino assorbente rivoluzionario composto da una sottilissima rete con migliaia di particelle di polimeri assorbenti di ultima generazione, che rende il pannolino più leggero e sottile, migliorandone notevolmente comfort e vestibilità e garantendo allo stesso tempo la massima asciuttezza.</p> <p>Sistema anti-irritazione: grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</p> <p>Filtrante a fori larghi (ATS - Apertured Topsheet) che consente un rapido assorbimento anche delle feci liquide, lasciando la pelle asciutta e pulita.</p> <p>Sistema di chiusura estensibile e rinforzato con morbide fasce laterali elastiche e avvolgenti per modellarsi al pancino del bambino.</p> <p>Fascia impermeabile in vita, bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, tre elastici alle gambine.</p> <p>Indicatore di taglia sul retro del pannolino.</p> <p>Indicatore di umidità.</p> <p>Clinicamente testato. Senza lattice</p>

RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante , ricoperto da un morbido telino “tipo cotone”, resistente al distacco degli adesivi di chiusura ed al loro riposizionamento.	
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva, senza profumo aggiunto.	
CONFEZIONE: (busta da)		30 pezzi
lunghezza (mm)		237
profondità (mm)		110
altezza (mm)		180
Volume della confezione (m ³)		0,005
IMBALLO: (cartone da)		4 buste
lunghezza (mm)		393
profondità (mm)		252
altezza (mm)		255
Volume del cartone (m ³)		0,025

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PRESENTI

Criterio 2) Presenza indicatore di cambio	SI
Criterio 3) Validità del sistema di fissaggio che consente: <ul style="list-style-type: none"> • posizionamento ripetuto, mantenendo la capacità di tenuta; • capacità del materiale esterno al pannolone di resistere al distacco dell'adesivo e al suo riposizionamento; • ampiezza della zona riposizionabilità. 	SI
Criterio 4) Presenza sostanza gelificante	SI
Criterio 5A) Presenza di indicazione di taglia/misura sul pannolino	SI
Criterio 5B) Presenza di tecnologia di dermoprotezione	SI
Criterio 5C) Presenza di sistemi di controllo dell'odore	SI
Criterio 7) - Confezionamento primario con <ul style="list-style-type: none"> • facilità di apertura, grazie alla presenza di un sistema di apertura pretagliato; • chiarezza e visibilità delle indicazioni di taglia e misura 	SI
Criterio 8) Presenza decorazioni esterne	SI