

Pannolone a mutandina totalmente traspirante con sistema integrato di fissaggio per incontinenza grave
Formato Piccolo



Marca	Serenity
Denominazione commerciale	Pannolone mutandina
Denominazione commerciale	Pannolone mutandina Serenity Soft Dry Sensitive Super, taglia Small
Codice completo articolo	39131300021
Codice ISO D.P.C.M. 12/01/17	09.30.21.018
Codice ISO D.M. 332/99	r.09.30.04.009
Codice NTN	r.101.21.05
Codice Ean	5411416065395
Codice Paraf	983173384
Codice CND	T04010103
Codice RDM	2220953
Fabbricante	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia

- ✓ Prodotto rispondente ai requisiti del Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici – MDR
- ✓ Dispositivo medico monouso classe I°, Regola 1
- ✓ Marcatura CE – Autocertificazione notificata al Ministero della Sanità

DESCRIZIONE:

Pannolone mutandina composto da un supporto di materiale esterno impermeabile in TNT traspirante, con indicatori di umidità, avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; rivestimento interno in TNT, resistente ed ipoallergenico; confezionato con sistema di fissaggio riposizionabile per chiusura in vita, mediante 4 adesivi riposizionabili; con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggior tenuta da fuoriuscite laterali e 2 barriere elasticizzate intermedie costituite da un velo ipoallergenico in TNT; con tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, caratterizzato dalla presenza di una maggiore quantità di polimeri superassorbenti rispetto al prodotto destinato ad un'incontinenza media allo scopo di realizzare una capacità di assorbimento per incontinenza grave. La parte assorbente dell'ausilio è trattata con sostanze ad azione deodorante.

DESTINATARI D'USO:

Il pannolone mutandina Serenity Soft Dry Sensitive Super, Taglia Small, è consigliato per persone deambulanti e non, soggette a incontinenza urinaria e/o fecale grave. Adatto per utilizzatori aventi circonferenza di vita **orientativamente da 50 a 80 cm.**

Pannolone a mutandina totalmente traspirante con sistema integrato di fissaggio per incontinenza grave
Formato Piccolo

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASPIRABILITA'



Il Pannolone Mutandina è rivestito esternamente da un morbido tessuto non tessuto (laminato polietilene/ polipropilene), **traspirante all'aria e impermeabile ai liquidi**, antifruscio, morbido e silenzioso. La presenza di rivestimento traspirante esterno contribuisce a :

- Prevenire rischi di arrossamenti e irritazioni cutanee
- Mantenere sana l'epidermide e l'integrità cutanea;
- Contrastare l'eccessivo surriscaldamento del microambiente che si forma tra corpo e pannolone contenendo di conseguenza il riscaldamento cutaneo;
- Garantire una maggiore sensazione di freschezza.

Morbidi, silenziosi, delicati sulla pelle, alle tradizionali caratteristiche di un pannolone per incontinenza urinaria, gli ausili traspiranti associano massimo comfort per l'assistito e maggiore discrezione, prevenendo il rischio di insorgenza di piaghe da decubito.

VALIDITA' DEL SISTEMA DI FISSAGGIO



Il sistema di fissaggio è costituito da quattro etichette riposizionabili ad adesione combinata (sistema di aggancio meccanico per una migliore resistenza e riposizionabilità + inserti adesivi per una maggiore stabilità in uso) con invito ergonomico all'apertura (di colore blu per immediata riconoscibilità).

INDICATORE DI CAMBIO

Rilevatore di umidità a scomparsa graduale se a contatto con liquidi, è presente longitudinalmente ed è chiaramente visibile e valutabile dall'esterno.

Il rilevatore di umidità, a contatto con il bagnato, tende a perdere la sua definizione per poi gradualmente scomparire, segnalando così chiaramente il livello di saturazione del prodotto. Il posizionamento longitudinale su buona parte del prodotto è in grado di rivelare, con il prodotto indossato, se la saturazione è solo nella parte centrale o se si sta allargando anche alle estremità di prodotto.

PRESENZA DI TECNOLOGIA DI DERMOPROTEZIONE



Il Pannolone Mutandina è dotato di sistema di dermoprotezione a base di Aloe Vera, sostanza naturale dermoprotettiva dalle riconosciute proprietà lenitive e protettive, presente sul tessuto di rivestimento interno del pannolone.

Il sistema è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Regolamento n°1223/2009, come previsto dai CAM.

Ulteriori caratteristiche a tutela del benessere della pelle:

il pieno controllo del processo produttivo garantisce la **completa assenza di lattice**, prevenendo il rischio di reazioni allergiche. Non vengono inoltre utilizzati procedimenti chimici sbiancanti. Sul materassino assorbente non sono presenti resine, collanti e altri agenti chimici.

Il tessuto non tessuto di rivestimento interno è traspirante e ipoallergenico.

PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELL'ODORE



Il Pannolone Mutandina è dotato di sistema di polimeri superassorbenti con capacità di controllo dell'odore, che, opportunamente miscelati con cellulosa sbiancata a fibra lunga, è in grado di **abbattere drasticamente la proliferazione dei cattivi odori**.

COMPOSIZIONE:

- **Corpo centrale assorbente:** fluff in pura cellulosa a fibra lunga, favorisce la migliore diffusione dei liquidi. Non trattata con additivi chimici, né resine, né collanti tossici
- **Polimeri superassorbenti:** granuli di poliacrilato, maggiormente concentrati nella parte centrale del corpo

Pannolone a mutandina totalmente traspirante con sistema integrato di fissaggio
per incontinenza grave
Formato Piccolo

assorbente. Contribuiscono a conferire un effetto anti-odore.

- **Acquisition layer:** tessuto filtrante che favorisce una veloce acquisizione dei liquidi inibendone il ritorno in superficie e garantendo così un effetto asciutto sulla pelle
- **Strato a contatto con la pelle:** tessuto non tessuto (laminato polietilene/ polipropilene) resistente e ipoallergenico particolarmente confortevole
- **Elastici longitudinali:** 12 morbidi fili elastici di Lycra, 8 dei quali posti ai bordi longitudinali, 4 posti sulle barriere, per migliorare la vestibilità e la tenuta laterale dell'ausilio.
- **Barriere antifurioscite:** in morbido tessuto non tessuto idrofobo a tre livelli di protezione
- **Imballaggio primario:** in confezione compact, con apertura facilitata ed identificazione del modello, livello di assorbenza, taglia, codice commerciale, lotto di produzione, numero di pezzi contenuti nella confezione.
- **Imballaggio secondario:** imballo esterno anonimo, rispondente ai requisiti della legge della privacy.
- **Resine, collanti, agenti chimici nel materassino:** assenti
- **Latex free:** privo di Lattice, per la prevenzione di allergie e sensibilizzazioni cutanee