

SCHEDA TECNICA – LOTTO 31

Nome Commerciale	Sanyrène
-------------------------	----------

ILLUSTRAZIONE



Descrizione Prodotto	Sanyrène è un'emulsione topica a base di gliceridi iperossigenati, acidi grassi essenziali, fitosteroli e vitamine per la prevenzione e il trattamento delle alterazioni dell'integrità cutanea. Misure disponibili: Flacone spray da 20 ml
Prodotto da	Laboratoires URGO - 21300 Chênove - FRANCE
Officina di produzione	Laboratoires URGO - 21300 Chênove - FRANCE
Rappresentato in Italia da	Urgo Medical Italia S.r.l. - Viale E. Forlanini 23 - 20134 Milano - ITALIA
Certificazione	CE
Ente certificatore	Non previsto
Classe di rischio	Classe I b
Codice CND	M9002
N° repertorio	101370/R
Codice prodotto	507742

INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione: emulsione a base di gliceridi iperossigenati, acidi grassi essenziali (linolenico, linoleico, palmitico e stearico), fitosteroli e tocoferolo (vit.E) al 99%.
Contiene profumo d'anice all'1%.

Meccanismo d'azione

La particolare composizione di Sanyrène, fatta di acidi grassi essenziali e vitamine, aiuta a prevenire la disidratazione cutanea, a riequilibrare il film idrolipidico, oltre che ad accelerare il rinnovamento cellulare e a mantenere un adeguato livello d'ossigenazione dei tessuti.

Urgo Medical Italia S.r.l.

P.IVA e C.F. 09714010965 - www.urgomedical.com
info@it.urgomedical.com - PEC: urgomedicalitalia@legalmail.it
 Viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano (MI) - Tel. +39 02 87323134

INDICAZIONI e ISTRUZIONI D'USO

Sanyrène è indicato per il trattamento di arrossamenti cutanei con rischio di ulcere da pressione, disidratazione cutanea, lesioni da pressione di I° grado.

Spruzzare Sanyrène in modo da coprire interamente l'area interessata.
Massaggiare delicatamente fino al completo assorbimento del prodotto.
Ripetere l'operazione ad ogni cambio posturale o a seconda delle necessità.

Monouso	NO
Sterile alla vendita	NO
Metodo di sterilizzazione	
Risterilizzabile	
Mesi validità	A confezionamento integro ed in corretto stato di conservazione: 36 mesi
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Flacone spray confezionato singolarmente
Temperatura di conservazione	Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di luce e di calore
Biocompatibilità	Si