

Mascia Brunelli S.p.a.**Scheda Tecnica**

M 0561010 B04-7 06/2016 Pagina 1 di 2

**CUTANPLAST DENTAL
CE 0483****CODICE PRODOTTO:** 05610101 confezione da 24 pz**CLASS. NAZIONALE CND:** M040503**NUMERO REPERTORIO NAZ:** 108674/R**GMDN:** 35895 **CODICE FABBRICANTE:** 8987**NOME COMMERCIALE:** Cutanplast Dental**DESCRIZIONE:** Spugna di gelatina emostatica, riassorbibile, insolubile in acqua, a porosità costante, digeribile in pepsina, sterile
Dimensioni della spugna: 10x10x10 mm**PRODUTTORE/DISTRIBUTORE:**Mascia Brunelli Spa
Viale Monza 272 - 20128 MILANO - ITALIA**SPECIFICA DELLE MATERIE PRIME E COMPONENTI:**- composizione della spugna: 99,3% gelatina di origine suina; 0,7% Sodio Lauril Solfato – **Latex free****TIPO DI CONFEZIONE:** blister composto da carta grigliata e PET per uso medicale – **Latex free****TIPO DI IMBALLAGGIO:** confezione da 24 pz**GRUPPO DI APPARTENENZA IN BASE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE:** "Dispositivi Medici"- Classe III-
impiantabile**METODO DURATA DI STERILIZZAZIONE:** Raggi Gamma – 5 ANNI**ETICHETTE O STAMPIGLIATURE:**

- nome di vendita	SI: X	NO:
- composizione	SI:	NO: X
- istruzioni ed avvertenze uso	SI: X	NO:
- officina di produzione	SI: X	NO:
- N° certificazione CE	SI: X	NO:
- data/lotto produzione	SI: X	NO:
- metodo di sterilizzazione	SI: X	NO:
- data di scadenza	SI: X	NO:
- modalità di conservazione	SI: X	NO:
- etichette sulle confezioni	SI: X	NO:
- codice a barre	SI: X	NO:

LINGUA UTILIZZATA PER ETICHETTE O STAMPIGLIATURE:Italiano/Inglese/Francese/Tedesco/Spagnolo/Portoghese/Tedesco/Greco/Polacco/Russo/Coreano/Danese/C
ecoslovacco/Cinese/Arabo/Slovacco

CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E A TEMPERATURA AMBIENTE

Caratteristiche :

- Rapido effetto emostatico 5-10 minuti
- Riassorbimento completo in 3-4 Settimane
- Altamente biocompatibile
- Elevata capacità di assorbimento dei liquidi.